

15-250

System – Lichtgriff


System Light handle



Hocheffektive, mobile Universal-Lichtquelle für Endoskopie-Optiken mit Anschlussmöglichkeiten für Endoskope mit Adaptern Typ Storz, Wolf oder ACM. Batteriebetrieben, mit Hochleistungs-glühlampe oder LED! Eignet sich hervorragend für mobile endoskopische Anwendungen (z.B. HNO), für Sinuskope und Nasopharyngoskope.

Highly effective mobile universal light source for Endoscopes with Storz-, Wolf- or ACM-Adapter. Includes high power incandescent lamp or LED and batteries. Suitable especially for mobile endoscopic purposes (e.g. ENT-examinations), Sinusscopes and Nasopharyngoscopes.

Dieser System-Lichtgriff zeichnet sich durch seine minimierte Baugröße, höchste Mobilität, hohe Lichtleistung sowie eine einfache und bequeme Handhabung aus. Das auffallend intensive und weiße Licht wird durch eine Hochleistungs-glühlampe erzeugt und über eine integrierte Linse zu einem konzentrierten Spot gebündelt. Die LED Modelle haben eine bis



The Faromed System-light-handle provides a minimised size, an incomparable mobility, a high light emission as well as a simple and comfortable handling. The conspicuous intensive and white light is provided by a special lens ended high power lamp. The integrated lens focuses the beam to a concentrated spot into the instrument. The LED models give even up to

zu 100% höhere Lichtausbeute und eine vielfache Lebensdauer. Ohne störende Kabel wird dem Anwender ein Höchstmaß an Mobilität ermöglicht. Das geringe Gesamtgewicht und der schlanke Griff gewährleisten einen dauerhaft sensiblen Einsatz auch von empfindlichen Optiken.

100% more light and a much longer lifetime.

That means the highest maximum mobility and cable-free illumination to the user. Because of the low total weight and the slim designed handle is possible to use it with small Endoscopes (Ø4mm, Ø2,7mm,...) in a very sensitive way.

Nach Entfernen der Batterien kann der Griff sogar im Autoklaven sterilisiert werden. Die hohe Lichtausbeute bewährt sich z. B. auch als Rachenleuchte oder wo auch immer zusätzliches Licht gebraucht wird. Der Lampenwechsel ist vom Anwender mit wenigen Handgriffen problemlos ausführbar. Durch den Aufsatz von Instrumentenadaptern, wie sie für Kaltlichtkabel üblich sind, kann der Lichtgriff universell für alle Endoskope eingesetzt werden.

After removing the batteries the handle can be sterilised by autoclaving. To switch the light on or off you have just to turn the battery cap a little.

Zusätzlich zum Grundgerät muß der entsprechende Instrumentenadapter Typ Storz, Wolf oder ACM bestellt werden.

Our excellent light handle can be used as a torch without an Endoscope in all cases, where good illumination is needed (e.g. mouth torch).

The lamp change can be done easily within seconds by any user. The handle can be attached with standard adapters as used with Fibre optic cables so that Endoscopes with Storz, Wolf or ACM adapters can be used. The adapters are not included and have to be ordered additional.

Technische Angaben:

Lichtgriff, allein	kurz, 2.5 V	lang 3,6V(mehr Licht)
Artikelnummer:	15-250	15-250-36
	15-250-LED	15-250-36-LED
Gesamtgewicht:	61 g	87 g (inkl. Batterien)
Gesamtlänge:	ca. 120 mm	ca. 170 mm
Stromversorgung:	2x1.5 V AAA-Batt.	3x1.2 V AAA-Akku
Endoskopadapter:	Storz: Art.-Nr. 12-224	Wolf: Art.-Nr. 12-222
	ACM: Art.-Nr. 12-221	
Farbtemperatur:	ca. 3200K (LED 5600K)	

Technical data:

Sole light handle	short, 2.5 V	long 3,6V(brighter)
Item code:	15-250	15-250-36
	15-250-LED	15-250-36-LED
Total weight:	61 g	87 g (incl. batteries)
Total length:	approx. 120 mm	approx. 170 mm
Power supply:	2x1.5 V non-recharge-	3x1.2 V rechargeable
	able batteries size AAA	batteries size AAA
Endoscope adapter:	Storz: Item code 12-224	Wolf: Item code 12-222
	ACM: Item code 12-221	
Colour temperature:	ca. 3200K (LED 5600K)	