

# Stirnleuchte Clar S131 Headlight Clar S131

**FAROMED**  
Medizintechnik

Art.-Nr.: 08-13106

Hochkomfortable klassische Stirnleuchte nach Clar mit Spiegel-Ø55mm

Unsere Stirnleuchten zeichnen sich durch hohe Qualität, **hohe Lebensdauer** und ein optimales Preis/Leistungsverhältnis aus. Die **optimale Licht-**

**ausbeute** in Blickrichtung wird durch den speziell

geformten Spiegel und eine

**Silberbeschichtung** in

Abstimmung mit der besonderen Wendel in der Glühlampe

erreicht. Auch tiefe

Körperhöhlen können so

optimal ausgeleuchtet werden. Der **Lichtfleck** ist **fokussierbar**.

Der **ergonomisch** geformte Stirnreifen ist mit einem Schaumpolster ausgestattet. Die Kopfgröße kann mit dem Drehknopf am Hinterkopf schnell und stufenlos eingestellt werden. Daher bleibt diese Stirnleuchte auch nach längerer Tragezeit **außerordentlich bequem**.

**Ersatzteile:** Lampe:Nr. 99-3724  
Spiegel: Nr. 08-124

## Technische Angaben:

**Artikelnummer: 08-13106**

Lampe: 6V, 0.4A, 2.4W

Gewicht: net. 190g / brut. 450g

Spiegel-Ø: ca. 55mm

Kabelführung: rechtsseitig

Kabellänge: 2 m

Stecker: Bananenstecker Ø4mm  
(andere Stecker auf Nachfrage)

Stirnband: weiß, mit Schaumpolster und Schnellverstellung

Verpackung: Karton, weiß, 308x206x80

## Zubehör:

**Tischtransformator** 220V/0-10V 2A

Art.-Nr. 10-100

**Steckertransformator** 220V/ 4V/6V 1A

Art.-Nr. 10-10215

**Schalter (zwischensteckbar)**

Art.-Nr. 10-10002


Order code: 08-13106

Classical Headlight by Clar with comfortable headband and mirror-Ø 55mm

Our headlights are designed and constructed for the highest standard of quality, **long lifetime**, and a competitive price. The light is **optimised** by a special lamp and focussed by the

**silver coated mirror**, which gives the best possible reflection. Leading the light into the same direction of the eyes sight, it is possible to inspect all deep holes of the body. The mirror can be adjusted by two ball joints the light point is **fo-**

**cusable**. The **ergonomic** headband includes a foam pad for the best comfort. The headband size can be step less adjusted by turning the control knob in the neck. So our headlights are still **highly comfortable** to wear after long time.



**cusable**. The **ergonomic** headband includes a foam pad for the best comfort. The headband size can be step less adjusted by turning the control knob in the neck. So our headlights are still **highly comfortable** to wear after long time.

**Spare parts:** Lamp: no. 99-3724  
Mirror: no. 08-124

## Technical data:

**Item code:**

**08-13106**

Lamp:

6V, 0.4A, 2.4W

Weight:

net. 190g / brut. 450g

Mirror-Ø:

~55mm

Cable guiding:

on right side

Length of cable:

2m total length

Plugs:

Banana plugs Ø4mm  
(other plugs on request)

Headband:

white, with foam pad, wheel adjustment

Packing:

White carton, 308x206x80

## Accessories:

**Desk transformer** 220V/0-10V 2A

Item code 10-100

**Wall plug transformer** 220V/ 4V/6V 1A

Item code 10-10215

**Switch Adapter**

Item code 10-10002