

Gynäkologie

Gynecology



**Amnioskope\***
**Amnioscopes\***
**Amnioskop-Tuben,  
konisch, mit Mandrin**
**Amnioscope-Tubes,  
Conical, with Obturator**
**11-112**

ø 12:24 mm, Nutzlänge 200 mm

ø 12:24 mm, working length 200 mm

**11-116**

ø 16:24 mm, Nutzlänge 200 mm

ø 16:24 mm, working length 200 mm

**11-120**

ø 20:24 mm, Nutzlänge 200 mm

ø 20:24 mm, working length 200 mm

\*Verfügbarkeit auf Anfrage

\*Availability on request



11-112



11-116



11-120



12-150 + 11-120

**Kaltlichtklammer\*  
für Amnioskope**
**Fibre Optic Clamp\*  
for Amnioscopes**

 mit integriertem Kombi-Adapter  
passend für ACMI, Wolf, HWS, Storz,  
Winter, Olympus.

 with integrated combi-adapter fitting  
ACMI, Wolf, HWS, Storz, Winter,  
Olympus.

**12-150**

Kaltlichtklammer incl. Kombi-Adapter

 Fiber optic clamp including  
combi-adapter

\*Verfügbarkeit auf Anfrage

\*Availability on request



12-150

**Blutentnahme-Tuben,  
konisch, mit Mandrin**
**Micro Blood Extraction-Tubes,  
Conical, with Obturator**
**11-232**

ø 32:40 mm, Nutzlänge 140 mm

ø 32:40 mm, working length 140 mm



11-232

**Portioschlinge**
**Portio loop**
**11-400**

Portioschlinge nach Saling

Portio loop by Saling



11-400

Amnioskope

Amnioscopes

Tuben zur  
Mikro-Blutentnahme

Tubes for  
Micro Blood Extraction

Kaltlichtklammer

Fibre Optic Clamp

Portioschlinge

Portio Loop

