

Ersatzlampen passend für ALM-Leuchten

Replacement lamps fitting ALM OT-lights

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-63210	ECA-002		24 V	120 W	X-514
99-63200	ECL-0001		23 V	100 W	X-514SP
99-63150	H6950		24 V	120 W	X-514
99-63151	H6951		24 V	100 W	X-514
99-63190	H6990		24 V	140 W	X-514

Ersatzlampen passend für Angénieux-Leuchte

Replacement lamps fitting for Angénieux OT-lights

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Model Fitting modell	Spannung Voltage	Wat Wattage	Socket Base
99-64672	18672		24 V	100 W	G 6.35
99-64220	39220		24 V	150 W	G 6.35
99-64230	39230		24 V	250 W	G 6.35
99-64554	76554		24 V	250 W	G 6.35
99-64316	104316		24 V	70 W	X511
99-64508	163508		24 V	150 W	G 6.35
99-X442	EVC		24 V	250 W	G 6.35

Ersatzlampen passend für Skylux-Leuchten

Replacement lamps fitting Skylux OT-lights

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-62P25	SP-25		24 V	25 W	BA15D
99-62P40	SP-40		24 V	40 W	BA15D
99-62H42	SH-42		24 V	40 W	E 11
99-62H52	SH-52		24 V	50 W	E 11
99-62H80	SH-101028	SKYTRON	24 V	50 W	G 8
99-92H81	SH-1010281	SKYTRON	24 V	100 W	G 8

Ersatzlampen für Topcon Geräte

Replacement lamps fitting Topcon

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-S174		SL-1A	6 V	33 W	P32d
99-S037		SL-1E, SL-2D, SL-2E	6 V	20 W	Spezial
99-S076	40310-25600	SL-6E, SL-3F	6 V	4.5 A	P44S
99-X424		OMS-600	15 V	150 W	GZ6.35
99-77003	45535151	OMS-610	12 V	50 W	Spezial
99-S071			220 V	25 W	E 27
99-S072			240 V	15 W	E 27
99-S073		LMP-5, LM-6	6 V	15 W	Ba15d
99-S162	42412-20400	Sehzeichenprojektor ACP8	12 V	50 W	Flansch
99-S140	42440-20030		12 V	30 W	G 6.35

Ersatzlampen passend für Haag Streit Geräte

Replacement lamps fitting for Haag Streit

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Model Fitting modell	Spannung Voltage	Wat Wattage	Socket Base
99-63430	HS900-930		6 V	4.5 A	P44S
99-63440	HS940-750		6 V	4.5 A	P40S
99-63490		BC900	12 V	30 W	-

Ersatzlampen passend für Zeiss-Mikroskope und Geräte
Replacement lamps fitting Zeiss microscopes and devices

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-N031	0402943	Axiolab (A), Axiotech 25, Televal 31	6 V	30 W	PY16-1.25
99-71771	300771	Blitzlampe mit Spezialsockel			
99-71799	300799	39-01-72; Light Section Microscope	6 V	5 W	Spezial
99-711387	301387		6 V	20 W	PG 22
99-71173	380018-1730	Alte Standard GFL, WL, Standard Metal	6 V	15 W	P22D
99-71174	380018-1740	GFL, RA/RP, 14, 16, 18, WL U., III	6 V	15 W	P25D/4
99-71970	380018-1970	Standard K, KF 2	230 V	15 W	E 14
99-71252	380018-2520	III IM, IM 35, ICM 405, Aximat UEM, ACM	12 V	60 W	BA20D
99-71920	380018-2600	Standard RA2+16+18, Photomikrosk. III	12 V	100 W	P 28s
99-71060	380018-4060	Standard 16+20+25, Axiolab, Axioskop	20 V	100 W	SFa9-2
99-71070	380018-4070	38-16-15; Aximat, Universal Geh. 250	61 +-6 V	200 W	SFc 10-4
99-75289	380029-7180	Standard K+04+06+14, KL14+B, KF2,	6 V	5 W	EP10
99-71901	380029-9010	38-01-50; W Microscope, Inverted Micr.	6 V	15 W	PG28
99-71902	380029-9020	38-01-79; Alte Stereomikroskop-Typen	6 V	15 W	BA15D
99-71390	380044-7390		20 V	150 W	SFcX12-4
99-71870	380053-9870	Stand. 16+20+25, Axiolab, Axioskop ...	14 V	75 W	SFa9-2
99-71166	380059-1660	IIIIM 35, ICM 405 Aximat, UEM, ACM	12 V	100 W	G 6.35
99-71102	380075-1020		12 V	100 W	PG22
99-71178	380078-0030		6 V	10 W	G4
99-71930	380079-9030		12 V	75 W	GZ6.35
99-71940	380079-9040		12 V	100 W	GZ 6.35
99-X434	380079-9540	Axioskop, Axiotech, Axioplan, Axiophot	12 V	100 W	GY6.35
99-71550	380079-9550	Axioskop, Axiospeed in Lampenhaus 100	12 V	50 W	G 6.35
99-71179	380079-9690	Standard 20/25, Axioskop 20	6 V	20 W	G 4
99-71223	380108-6223		6 V	10 W	G 4
99-71703	380120-7030	KM	6 V	10 W	PG22
99-71704	380120-7040	Stand. WL Univ., Phot. III, Inv. D&M IM35	12 V	30 W	PG22
99-X431	380143-1350	Stemi SV6, SV11, 1000/2000, ID 03	6 V	20 W	G 4
99-71050	380150		6 V	50 W	P28D/4
99-71176	380176		6 V	15 W	PX22d
99-71177	380177		6 V	15 W	P25d/4
99-71216	380216		12 V	60 W	P47D
99-X736	380301-9350		23 V	100 W	SFa7,5-2
99-711387	381287		6 V	20 W	PG22
99-71602	381602		14 V	75 W	SFa7,5-2
99-71603	381603			200 W	SFc10-4
99-71619	381619	Standard 16+20+25, Axiolab, Axioskop	39-45 V	50 W	SFa 6-2
99-71623	381623		17 V	450 W	SK19/36
99-71108	386108	KF+KF2, LAB06, SteMi D+DR+DRC+SR	6 V	10 W	G 4
99-71153	390153		6 V	25 W	P47D
99-71158	390158		6 V	30 W	P47D
99-71186	390186		6 V	50 W	P47D
99-71198	390198		15 V	150 W	GZ 6.35
99-71213	390213		12 V	35 W	P47d
99-71413	390413		110 V	50 W	Flansch
99-71147	417030-9001	Axiolab, Axiotechvario, Axiotech 25 ...	6 V	25 W	PY16-1.25
99-X424	417053	Stereomikroskope Axitron in KL 1500	15 V	150 W	GZ 6.35
99-X422	417080-9015	Stereomikroskope in KL 750	12 V	75 W	GZ 6.35
99-S479	417085-9005	Kaltlichtquelle KL 200	8 V	20 W	GZ 4
99-71100	466300		6 V	10 W	G 4
99-71150	910050			200 W	SFc10-4
99-71154	910154		6 V	10 W	G 4
99-X736	9101812		23 V	100 W	SFa7,5-2
99-71051	990050			200 W	SFc10-4
99-71609		FF450 Fundus Kamera	12 V	50 W	PG22
99-Y1048	CZJ386107-0000-000	Fixierleuchte F20V4B	12 V		Spezial
99-X130P		Superlux 300		300W	Spezial

Ersatzlampen passend für Olympus-Geräte

Replacement lamps fitting Olympus devices

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-75342	035-342		120 V	30 W	Ba15d
99-75120	1120 / 1121		6 V	20 W	G 4
99-75815	300815		15 V	150 W	GZ6.35
99-75624	624		6 V	10 W	G 4
99-S007	8-B-152	CH2, KHC, CHB, CHT, KH-2	120 V	30 W	Ba15d
99-X736	8-B-190	BH-RFL, BH2-RFL, IMT2-RFL, AX70TRF	-	100 W	SFa7,5-2
99-75B92	8-B-192U		20 V	100 W	SFa9-2
99-75B93	8-B-193		23 V	50 W	SFa8-2
99-X781	8-B-195	Universal Lamphouse	-	150 W	SFa12-11
99-X785	8-B-198	BH-RFL, BH2-RFL, IMT2-RFL, AX70TRF		75 W	-
99-75C11	8-C-101	AH, E, F, PMA, LSD, LSE, MTX	6 V	5 A	Ba15d
99-75S30	8-C-102	BHA, BHB, IMT	6-8 V	5 A	spezial
99-75S15	8-C-103	BHMJ, STM, BHC, BHM, VM-LSG	6 V	2.5 A	special
99-71100	8-C-304	CHA, LSH, SD-ILK	6 V	10 W	G4
99-75C01	8-C-401	A-LSH-3, BH-RFL, B-LSH-3, PME-LSM	12 V	100 W	G 6.35
99-75C02	8-C-402	BHM-SLH-2, BHM-MLSH	12 V	50 W	G 6.35
99-75C03	8-C-403		6 V	10 W	G4
99-75C04	8-C-404	Fiberoptic Illuminator	21 V	150 W	GX 5.3
99-75C05	8-C-405	BHT, BHTU, CHS, CK-2, CH-30, CHK-2	6 V	20 W	G4
99-75C06	8-C-406		6 V	10 W	G4
99-X432	8-C-407	BH-2-ULSH80, BHM-LSH-2, PME-3	12 V	50 W	G6.35
99-X568	8-B-408	SZH-LSGA	6 V	15 W	GZ4
99-75G01	8-G-101	BX(D/MDO), STM-4	6 V	5 W	E10
99-75102	8-G-102	BH-DO, BH2 (LDO/MDO)	6 V	10 W	E10
99-75M02	8-M-102	CK- LSM, MG, STM, LSN, LSP, PME-DL	6 V	15 W	BA15D
99-75S01	8-S-401		15 V	150 W	GZ 6.35
99-75S06	8-S-006		20 V	150 W	SfcX12-4
99-S171	MAJ-524	MAJ-525	2.5 V	700 mA	special
99-S180	MAJ-927	MAJ-922	4.8 V	2.4 W	special
99-75134	PG 55134		12 V	20 W	Litzen
99-S080	SB 0493		220 V	20 W	Ba15d
99-X428	V-S010	Fiberoptic Illuminator Highlight 2000	20 V	150 W	GX5.3
99-X506	V-S011	Fiberoptic Illuminator Highlight 2000	14.5 V	90 W	GX5.3
99-75500	ZM 036500		11 V	50 W	15d/Flansch

Ersatzlampen passend für Swift-Mikroskope

Replacement lamps fitting Swift microscopes

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting Model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-73721	MA-722		220 V	30 W	BA15D
99-73722	MA-722A		120 V	30 W	BA15D
99-73738	MA-738		6 V	30 W	BA15D
99-73760	MA-760		6.5 V	2.75 A	P30D
99-73780	MA-780		6 V	20 W	G4
99-73885	MA-885		-	200W	SFc10-4
99-73886	MA-886		220 V	20 W	BA15D
99-S197	MA-2201		120 V	20 W	BA15D
99-S198	MA-2201		220 V	20 W	BA15D
99-73887	LM-10DX		220/240 V	20 W	BA15D

Ersatzlampen passend für Takagi

Replacement lamps fitting Takagi

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting Model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-73887	LM-10DX		220/240 V	20 W	BA15D
99-S008	LM-10		220 V	15 W	-
99-63440	330PF		6 V	4.5 A	P40s

Ersatzlampen passend für Rodenstock-Geräte Replacement lamps fitting Rodenstock Devices

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-79001		Tübiskop	6 V	10 W	G4
99-79032	40200032	Ophthalmometer CES	6 V	10 W	Spezial
99-79644	40200644	Spaltlampe HSE/3 (1961 – 1977)	6 V	25 W	Spezial
99-79669	40200669	Spaltlampe HSE/2 (1957 – 1961)	6 V	15 W	Spezial
99-79677	40200677	Fixierleuchte f. Spaltl. HSE/2+HSE/3	6 V	0,6 W	Schraub
99-79883	40200883	Perimeter PHZ/74	6 V	15 W	Spezial
99-79909	40200909	Perimeter PHZ/74 (Fixationsprojektor)	6 V	5 W	Spezial
99-79925	40200925	Perimeter PHZ/74 (Kontrolllampe)	6 V	30 mA	Spezial
99-79717	40201717	Refraktometer Opt. 57 (Meßlampe)	6 V	1 A	Spezial
99-79964	40201964	RODAT (Schaltpult)	12 V	3 W	SV
99-79152	40202152	Skioskop FL (Kabelgriff)	6 V	6 W	Spezial
99-79160	40202160	Skioskop ST (Kabelgriff)	6 V	3 W	Spezial
99-79178	40202178	Skioskop FL (Batteriegriff)	2,5 V	0,95 W	Spezial
99-79186	40202186	Skioskop ST (Batteriegriff)	2,5 V	0,95 W	Spezial
99-79210	40202210	Sehzeichenproj. RODAVIST (ab BJ '64)	12 V	25 W	Spezial
99-79210	40202210	NYKTOMAT	12 V	25 W	Spezial
99-79269	40202269	Proj.-Scheitelbrechwertmesser 3012.001	6 V	30 W	Spezial
99-79135	40203135	Refraktometer Opt. 57 (Skalenlampe)	7 V	2 W	Schraub
99-79259	40203259	PHROVIST (Skalenbeleuchtung)	6/7 V	5 W	SV
99-79259	40203259	Perimeter PHZ/74	6/7 V	5 W	SV
99-79275	40203275	PHROVIST (Ktrl.-leuchte f. Stirnanlage)	6 V		Spezial
99-79390	40203390	Sehzeichenpr. RODAMAT 004/005/006	12 V	50 W	G6.35
99-79125	40204125	ELEKTROSKOP indir. Ophthalmoskop	12 V	20 W	Bajonett
99-79737	40204737	Autom. Lensmeter METROLENS 11	6 V	20 W	Spezial
99-79745	40204745	Scheitelbrechwertmesser Opt. 93	220 V	15 W	Schraub
99-79752	40204752	Scheitelbrechwertmesser Opt. 93	110 V	15 W	Schraub
99-79760	40204760	Scheitelbrechwertmesser Opt. 93	24 V	15 W	Schraub
99-79530	40208530	Fixierl. d. Spaltl. RO 2000, HSE/20	12 V	1 W	Spezial
99-79530	40208530	PERITEST PERIMAT (Pultbeleuchtung)	12 V	1 W	Spezial
77-97647	40208647	Trafokontrolllampe	6 V	1,5 W	Bajonett
99-79688	40208688	Ophthalmometer BES, C-BES	6 V	15 W	Bajonett
99-79070	40208803	Projektionsscheitelbrechwertm. PSBM	6 V	15 W	Spezial
99-79070	40208803	Refraktometer PR 50	6 V	15 W	Spezial
99-79957	40210957	NYKTOMETER (ab 1980)	12 V	25 W	Spezial
99-79914	40211914	Rodavist II / 300	12 V	50 W	G6.35
99-79052	40212052	Nahprüfgerät	6 V	3 W	SV
99-79870	40212870	Scheitelbrechwertm. VERTEX I, II, Junior	220 V	15 W	Schraub
99-79888	40212888	Scheitelbrechwertm. VERTEX I, II, Junior	110 V	15 W	Schraub
99-79896	40212896	Scheitelbrechwertm. VERTEX I, II, Junior	24 V	10 W	Schraub
99-79050	40213050	Sehtestgerät R3 ... R8, R11, R22	220 V	15 W	Bajonett
99-79068	40213068	Sehtestgerät R3 ... R8, R11	110 V	15 W	Bajonett
99-79130	40214272	Spaltlampe RO 2000	6 V	15 W	Spezial
99-79164	43125164	Spaltlampe RO 2000 / RO 2002	6 V	20 W	Spezial
99-79164	43125164	Spaltlampe HSE/20	6 V	20 W	Spezial

Ersatzlampe für verschiedene Mikroskope Replacement lamp for deverse Microscopes

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-Y1546	1546	Eschenbach	4 V	0,4 A	E10
99-76277	96277	Will	6 V	10 W	G4
99-Y1040		Will	6 V	15 W	Ba15d
99-Y1042	70389	Steindorf	6 V	15 W	E14
99-Y1050	S.4140	Sbisa	6 V	20 W	G4 mit Ring
99-S135	HCP 720	Shin Nippon	6 V	20 W	
99-Y1041		Vasconcellos	6 V	30 W	Spezial
99-Y1043	Osram 8032		12 V	100 W	P28s

Ersatzlampen passend für Leitz-Mikroskope

Replacement lamps fitting Leitz microscopes

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-74717	37-717	Pradolux 25	24 V	150 W	G 6.35
99-74723	37-723	Promar OM20, Univ. Pradovit, PP600	24 V	250 W	G 6.35
99-74520	050-520	Lamp house 250		200 W	SFc10-4
99-74535	050-535		6 V	10 W	BA15S
99-74550	050-550	Laborlux II, WS Stereomicroscope	6 V	10 W	G 4
99-74610	050-610	Lamp House 250		200 W	SFc10-4
99-74615	050-615	Lamp House 250 / 500		200 W	SFc10-4
99-74008	500-008	Lamp House 250 / 500, Wild Universal	20 V	150 W	SFcX12-4
99-74010	500-010	Panphot, Metallux ND, Orthoplan MM5	12 V	60 W	BA20D
99-74011	500-011	Monla-Leuchte, Laborlux 2	6 V	5 A	E 14
99-74012	500-012	Laborlux, SM-Lux, Dialux, Dilatometer	6 V	15 W	BA15D
99-74013	500-013	HM-Lux, Microdia, Ultropak		200 W	SFc10-4
99-74031	500-031	XIC, MM6, MM5, Telepromar 500	17 V	450 W	SK19/36
99-74073	500-073	HM-Lux3, HM-Lux, SM-Lux	6 V	5 W	BA9S
99-74096	500-096	SM-Lux, TL-Leuchte von HM-Lux	6 V	10 W	BA15s
99-74137	500-137	LH 100Z/102Z/103Z/105Z	39-45 V	50 W	SFa6-2
99-74138	500-138	LH 100Z/102Z/103Z/105Z	20 V	100 W	SFa7.5-2
99-74139	500-139	LH 100Z/102Z	14 V	75 W	SFa7.5-2
99-74153	500-153	LH 250/252	61 V	200 W	SFc10-4
99-74177	500-177	Ophthalmic, Diavert, Dialux, Ultropack	6 V	15 W	P25d
99-74182	500-182	LH 50, Ortholux 2, Epivert, Comp	12 V	50 W	G 6.35
99-74245	500-245	SM-Lux, Laborlux, Ergolux, u.a.	6 V	20 W	G4
99-74910	500-910	Promar, Prado-Univers., Pradovit	24 V	250 W	G 6.35
99-74974	500-974	LH 100/102/103/104/105	12 V	100 W	G 6.35
99-74620	505-620		61 V	200 W	SFc10-4
99-74025	610-025		6 V	4.5 A	E14/16
99-74071	620-071		6 V	5 A	Ba20d
99-74334		OP-Mikroskop Leica M680	12 V	50 W	Spezial
99-74606			21 V	150 W	G5.3
99-S022	11063	Leica Bilirubinmeter, model 10311C			

Ersatzlampen passend für Wild-Mikroskope

Replacement lamps fitting Wild microscopes

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-74324	166324		6 V	15 W	BA 15d
99-74354	166354/000113			200 W	SFc10-4
99-74355	166355		20 V	150 W	SFcX12-4
99-76760	177160		6 V	20 W	P21D
99-74049	193049		12 V	100 W	GY 6.35
99-74643	384643		12 V	50 W	Spezial
99-74053	997053		15 V	150 W	GZ 6.35
99-74084	997084		24 V	250 W	G 6.35
99-74334	10445334		12 V	50 W	Spezial

Ersatzlampen passend für Zeiss-Jena Mikroskope

Replacement lamps fitting Zeiss-Jena microscopes

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-71147			6 V	25 W	PY16-1.25
99-71133	214797	Laboval 4	6 V	20 W	PY16-1.25
99-71612	LWT-F4		12 V	50 W	Ba20d
99-71251	LWT-P2		6 V	15 W	M16
99-71272	LWT-P5		6 V	15 W	M16
99-71273	LWT-P5T		6 V	15 W	M16
99-Y1058	17161		6 V	5 W	Ba15s

Ersatzlampen passend für Nikon-Mikroskope
Replacement lamps fitting Nikon microscopes

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting Model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-72249	70249		6 V	20 W	P21D
99-72818	71818		10 V	2 A	P28D
99-72826	71826		24 V	150 W	G6.35
99-72168	72168		15 V	150 W	GZ 6.35
99-72223	76223		21 V	150 W	GX 5.3
99-72451	76451		20 V	150 W	SFcX12-4
99-72513	76513		12 V	100 W	G 6.35
99-72516	76516		12 V	50 W	G 6.35
99-72906	76906		6 V	15 W	Ba20d
99-72098	77098		6 V	0.04 A	Midget
99-72903	77903		6 V	15 W	P25D
99-72904	77904		6 V	30 W	BA15D
99-72910	77910		6 V	15 W	P25D
99-72153	78153		17 V	450 W	SK19/36
99-72564	78564		39...45 V	50 W	SFa6-2
99-72580	78580		-	200 W	SFc10-4
99-72590	78590		-	200 W	SFc10-4
99-72099	79099		6 V	20 W	G 4
99-72727	79727		12 V	5 W	Bi-Pin
99-72542	MXA-20-542		240 V	30 W	
99-72316	MXA-20-316		6 V	15 W	Ba15d
99-720SE		SE	220 V	20 W	Ba15d
99-Y5761		Eclipse E400	6 V	30 W	G 4
99-S126	500WS	Xenon Blitzlampe NF-505			

Ersatzlampen passend für American Optical Mikroskope
Replacement lamps fitting American Optical microscopes

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting Model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-78624	624		6 V	10 W	G4
99-78033	1033		6.5 V	2.75 A	P30d
99-78120	1120		6 V	20 W	G4
99-78121	1121		6 V	20 W	G4
99-78631	11581		6 V	4.5 A	P30d

Ersatzlampen passend für Bausch & Lomb Mikroskope
Replacement lamps fitting Bausch & Lomb microscopes

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting Model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-Y1051	71-71-55		2.7 V	0.4 A	special

Ersatzlampe für Fotometer / Analyzer
Replacement lamp for Fotometer / Analyzer

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-S021	340845	Kodak / Johnsen & Johnsen	18 V	115 W	G 5.3
99-S131	2076896001	Roche	12 V	100 W	Litzen
99-Y1029	0013 031 029	Eppendorf		40 W	NOVAL EF80
99-Y1030	Na/10		15 V	15 W	Pico 9
99-Y1031		Sockeladapter von Pico 9 auf P28s			
99-Y1035	670-14602	Shimadzu SPD-10A			
99-S067	RF-530	Shimadzu Fluoreszenzdetektor			
99-Y1049	DM 2-30-5		6 V	15 W	Litzen
99-78840	641600/705-0840	Boehringer / Hitachi	12 V	20 W	Litzen
99-Y1036	F4500	Hitachi			