


## Ersatzlampen passend für Hanaulux-Leuchten Replacement lamps fitting Hanaulux OT-lights


Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base	Bild Pic.
99-66000	04653	Spezial	12 V	100 W	Litzen	-
99-66001	15282	Hanaulux 2000	22.8 V	50 W	G 6.35	2
99-66002	16164	Hamburg	24 V	25 W	BA15D	4
99-66003	16170	Hamburg	110 V	30 W	BA15D	4
99-66005	16191	Hospital	12 V	25 W	BA15D	4
99-66007	16238	Hamburg	125 V	30 W	BA15D	4
99-66010	16372		24 V	40 W	BA15D	4
99-66014	16578	London, Wien, Boston	125 V	50 W	BX22D	1
99-66015	16579	Hamburg	32 V	40 W	BA15D	4
99-66016	16678	London, Boston, Wien, Universal	24 V	50 W	BX22D	1
99-66016H	16678	Hamburg HALOGENLAMPE !!!	24 V	50 W	BX22D	1
99-66017	16679	London, Wien, Boston	110 V	50 W	BX22D	1
99-66018	16685	London, Wien, Boston, Universal	50 V	50 W	BX22D	1
99-66019	16813	London	32 V	50 W	BX22D	1
99-68020	18250	Universal	220 V	50 W	BX22D	1
99-68021	18251	London, Wien, Boston	220 V	50 W	BX22D	1
99-68022	18252	Universal	240/250 V	50 W	BX22D	1
99-68023	18253		240/250 V	50 W	BX22D	1
99-68024	18306	Palma	24 V	40 W	BX22D	1
99-68025	18366	Amsterdam	22.8 V	75 W	R7S	3
99-68026	18366		24 V	75 W	BX22D	1
99-68027	18505	Hamburg	50 V	30 W	BA15D	4
99-68028	18550	Hamburg	24 V	40 W	BA15D	4
99-68028H	18550	Hamburg HALOGENLAMPE !!!	24 V	40 W	BA15D	4
99-68029	18565	Spezial	12 V	100 W	GZ6.35	5
99-68030	18566	London-H, Frankfurt	22.8 V	50 W	G6.35	2
99-68030A	18566	London-H, Frankfurt (axiale Wendel)	22.8 V	50 W	G6.35	2
99-68031	18769	Melbourne, Oslo, Heidelberg	22.8 V	40 W	G6.35	2
99-68036	18869	Spezial	15 V	150 W	GZ6.35	5
99-66032	53010	blue 30	24 V	50 W	spezial	-
99-66033	53026	blue 80	21,5 V	130 W	spezial	-
99-66034	63296	blue 100	22.8 V	113 W	spezial	-
99-66035	53198	blue 130/90	22.8 V	90 W	spezial	-
99-66037	53339	G 8	24 V	135 W	spzial	-
99-68037O	901947	Hanaulux 3000	22.8 V	40 W	G6.35	2

## Ersatzlampen passend für Million-Leuchten Replacement lamps fitting for Million OT-lights


Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Model Fitting modell	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base	Bild Pic.
99-63340	2440		24 V	40 W	G 8	-
99-6334X	-		24 V	50 W	G 8	-




1




2



3



4



5

## Ersatzlampen passend für Martin-Leuchten


### Replacement lamps fitting Martin OT-lights

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting modell	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base	Bild Pic.
99-61213	86-901-01-04	ML301	-	-	-	-
99-61230	86-903-00-04		24 V	55 W	G 6.35	2
99-61250	86-905-01-04	ML500 / ML501 / C-450	24 V	120 W	G 6.35	2
99-61211	86-970-00-04	ML702	-	-	-	-
99-61270	86-907-01-04	ML700 / ML701 / C-750	24 V	150 W	G 6.35	2
99-61209	86-907-02-04	ML702HX Vario	-	-	-	-
99-61212	86-908-02-04	ML502X Vario	-	-	-	-
99-61210	86-910-02-04	ML1000 / ML1001 / C-950 G	24 V	250 W	GY 6.35	2
99-61252	88-905-24-04		24 V	100 W	G 6.35	2
99-61262	88-906-24-04		24 V	150 W	G 6.35	2
99-61207	88-907-01-04		24 V	150 W	G 6.35	2
99-61272	88-907-24-04		24 V	250 W	G 6.35	2
99-61200	88-910-02-04		24 V	100/100 W	E27	-
99-61220	88-912-02-04		24 V	75/75 W	E27	-
99-61240	88-914-02-04		24 V	50/50 W	BA22D	-
99-61260	88-916-02-04		24 V	50 W	BA20D	3
99-61214	88-916-04-04		24 V	25 W	BA20D	3
99-61280	89-907-03-04	H6, H8, X6, X8	22.8 V	150 W	G 6.35	2
99-61281		X6, X8	-	70 W	G 8.5	-
99-61298	98-004-7007		15 V	150 W	Litzen	-


## Ersatzlampen passend für Berchtold-Leuchten und Projektoren

### Replacement lamps fitting Berchtold OT-lights and projectors


Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base	Bild Pic.
99-612K1	100052579	Kaltlichtprojektor / Cold light source	15 V	150 W	Litzen	
99-612C2	CZ-904-24-04	C-200 / C-300 / D-300	22,8/24 V	55 W	G 6.35	2
99-612C4	CZ-905-22-04	C-450 / C-452	22.8 V	110 W	G 6.35	2
99-61252	CZ-905-24-04	C-450alt / B-480 / B-680 / B-950	24 V	100 W	G 6.35	2
99-61262	CZ-906-24-04	C-570	22.8 V	150 W	G 6.35	2
99-612C9	CZ-907-22-04	C-950G / C-952, D-650	22.8 V	250 W	G 6.35	2
99-61210	CZ-907-24-04	C 950	24 V	250 W	GY 6.35	2
99-612C6	CZ-908-22-04	D-500, D-530plus, D-650plus	22.8 V	150 W	G 6.35	2
99-612C5	CZ-908-24-04	C-571 / C-572	24 V	150 W	G 6.35	2
99-612E1	CZ-908-50-04		90 V	70 W	-	-
99-612C1	CZ-909-22-04	D-510, D-540, D-660	22,8 V	150 W	G 6.35	2
99-61260	CZ-916-02-04		24 V	50 W	BA20D	3
99-61214	CZ-916-04-04		24 V	25 W	BA20D	3
99-612D2	CZ-940-12-04	D-200	12 V	35 W	G 6.35	2
99-612C3	CZ-945-24-04	D-200	24 V	40 W	G 6.35	2
99-612D3	CZ-955-12-04	D-300	12 V	50 W	G 6.35	2
99-612K2	CZ-960-12-04	EndoLite	12 V	20 W	GU 5.3	-



1



2



3

**Ersatzlampen passend für ADMECO-Leuchte**  
**Replacement lamps fitting for ADMECO OT-lights**

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Model Fitting modell	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-65038			22.8 V	50 W	GX 5.3

**Ersatzlampen passend für Amsco-Leuchten**  
**Replacement lamp fitting Amsco OT-lights**

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Model Fitting modell	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-63508	P-093902-608	Polaris SL 34", 900 Exam Light	22 V	50 W	
99-63501	P-129249-001	Challange 22", Polaris Light	33 V	235 W	GY9.5
99-63528	P-129362-228	Quantum, LD202, SQ240	22 V	220 W	GY9.5
99-63534	P-129359-934	Gemini 22"	20 V	200 W	G17
99-63101	P-141211-001		24 V	150 W	E26/27

**Ersatzlampen passend für Apollon-Leuchten**  
**Replacement lamps fitting Apollon OT-lights**

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-63651	A.5901		24 V	50 W	BA15D
99-63654	A.5904		24 V	40 W	BA15D
99-63655	A.5905		24 V	50 W	BA15D
99-63664	A.6004		24 V	30 W	BA15D
99-6362H	24/35H		24 V	35 W	BA15D
99-63620	24/40		24 V	40 W	BA15D

**Ersatzlampen passend für DKK-Leuchte**  
**Replacement lamps fitting for DKK OT-lights**

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Model Fitting modell	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-63201	24501	Hospilite	24 V	50 W	G 8

**Ersatzlampen passend für Dr.Mach-Leuchten**  
**Replacement lamps fitting Dr.Mach OT-lights**

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-61111A	1150/91	Soloflex	24 V	60 W	BA20D
99-61112	1210/91	Praxila, Triaflex	24 V	40 W	BA15D
99-61113	1330/91	Varioflex	12 V	35 W	BA15D
99-61115	1590/91	Triaflex	24 V	25 W	BA20D
99-61117	67100101	Praxila, Triaflex, 120	22.8/24 V	40 W	G 6.35
99-61111B	67100103	Soloflex	22.8/24 V	50 W	BA20D
99-61120	67100105	M2, M5	22.8 V	80 W	G6.35
99-61116	67100201	Solo-, Uni-, Trigen-, Quintaflex	22.8/24 V	50 W	G 6.35
99-61116	67100201	M3, 130, 130F, 380, 400, 500, 700	22.8/24 V	50 W	G 6.35
99-61122	67100202	115	12 V	35 W	GU 5.3
99-61119	67100203	Makrolux, Miniflex	12 V	20 W	Ba15d
99-61118	67100205	Praxila, Triaflex	22.8 V	40 W	BA15D
99-61121	67100209	112	12 V	30 W	GZ6.35

**Ersatzlampen passend für BBT-Leuchten**  
**Replacement lamps fitting BBT OT-lights**

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-6424F	-		24 V	150 W	E27/30, matt
99-6424C	-		24 V	150 W	E27/30, klar
99-6423F	-		230 V	150 W	E27/30, matt
99-64248	2.000		24 V	80 W	X-511

## Ersatzlampen passend für ALM-Leuchten

### Replacement lamps fitting ALM OT-lights

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-63210	ECA-002		24 V	120 W	X-514
99-63200	ECL-0001		23 V	100 W	X-514SP
99-63150	H6950		24 V	120 W	X-514
99-63151	H6951		24 V	100 W	X-514
99-63190	H6990		24 V	140 W	X-514

## Ersatzlampen passend für Angénieux-Leuchte

### Replacement lamps fitting for Angénieux OT-lights

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Model Fitting modell	Spannung Voltage	Wat Wattage	Socket Base
99-64672	18672		24 V	100 W	G 6.35
99-64220	39220		24 V	150 W	G 6.35
99-64230	39230		24 V	250 W	G 6.35
99-64554	76554		24 V	250 W	G 6.35
99-64316	104316		24 V	70 W	X511
99-64508	163508		24 V	150 W	G 6.35
99-X442	EVC		24 V	250 W	G 6.35

## Ersatzlampen passend für Skylux-Leuchten

### Replacement lamps fitting Skylux OT-lights

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-62P25	SP-25		24 V	25 W	BA15D
99-62P40	SP-40		24 V	40 W	BA15D
99-62H42	SH-42		24 V	40 W	E 11
99-62H52	SH-52		24 V	50 W	E 11
99-62H80	SH-101028	SKYTRON	24 V	50 W	G 8
99-92H81	SH-1010281	SKYTRON	24 V	100 W	G 8

## Ersatzlampen für Topcon Geräte

### Replacement lamps fitting Topcon

Artikel-Nr. Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-S174		SL-1A	6 V	33 W	P32d
99-S037		SL-1E, SL-2D, SL-2E	6 V	20 W	Spezial
99-S076	40310-25600	SL-6E, SL-3F	6 V	4.5 A	P44S
99-X424		OMS-600	15 V	150 W	GZ6.35
99-77003	45535151	OMS-610	12 V	50 W	Spezial
99-S071			220 V	25 W	E 27
99-S072			240 V	15 W	E 27
99-S073		LMP-5, LM-6	6 V	15 W	Ba15d
99-S162	42412-20400	Sehzeichenprojektor ACP8	12 V	50 W	Flansch
99-S140	42440-20030		12 V	30 W	G 6.35

## Ersatzlampen passend für Haag Streit Geräte

### Replacement lamps fitting for Haag Streit

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Model Fitting modell	Spannung Voltage	Wat Wattage	Socket Base
99-63430	HS900-930		6 V	4.5 A	P44S
99-63440	HS940-750		6 V	4.5 A	P40S
99-63490		BC900	12 V	30 W	-