

## Ersatzlampen für den Dentalbereich

### Replacement lamps for Dental use

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstype Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-X453		ProLite	14	35	GZ4
99-X451	17244	S.S. White Profile VCS	10	100	G5.3-4.8
99-X446		S2000	24	150	GY9.5
99-X421		Satelec Servolite	8	50	GZ6.35
99-X451	64624	Schutz Dental Elcelux	12	100	G5.3-4.8
99-X457		Sci Can Dual-Lux II (Curing)	120	250	GY5.3
99-X452		Sci Can Dual-Lux II / III(Illum.)	21	150	GX5.3
99-X411		Sci Can Dual-Lux III (Curing)	21	150	GX5.3
99-X424		Siemens C1	15	150	GZ6.35
99-X450		Sirolux	12	55	PK22s
99-X440		Sirolux S	12	100	GY6.35
99-X437		Sirolux S	24	150	G6.35
99-X421		SL 4055	8	50	GZ6.35
99-X424		Solid State Systems Initiator	12	150	GZ6.35
99-X401	61351	Star Dental Starflite	21	150	GX7.9
99-X446		Star Track	24	150	GY9.5
99-X437		Starlite (neu)	24	150	G6.35
99-X446		Stern Multilux	24	150	GY9.5
99-X431		Streppel Leuchte	6	20	G4
99-X446		Sunlight S90	24	150	GY9.5
99-X451	41501	Teledyne Getz Focus Activator	12	100	G5.3-4.8
99-X437		Ultradent (alt)	24	150	G6.35
99-X449		Visilux / Vilolux II	12	75	G5.3-4.8
99-X449		Vivadent DLX	12	75	G5.3-4.8
99-X411	7210	Vivadent Heliomat	21	150	GX5.3
99-X424	7110	Vivadent Heliomat	155	150	GZ6.35
99-X453		Vivadent Heliolux / Heliolux II	14	35	GZ4
99-X449		Vivadent Heliolux GTE	12	75	G5.3-4.8
99-X461		Vivalux	6	35	GZX4
99-X449		Vivalux II	12	75	G5.3-4.8

## Metalldampf lampen, u.a. für Lichtquellen

### Metal halide lamps

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Sockel Base
99-X756	HCI 400W		80 V	400 W	
99-X768	HSD 250/78		90 V	250 W	GY9.5
99-X752	HMI 575W/GS		100 V	575 W	
99-X740	HMP 575 SE		100 V	575 W	G 22
99-X776	MSR 575 HR		95 V	575 W	G 22
99-X771	HSR-400		67 V	400 W	GX9.5
99-X232SE	HTI 250 W/SE	z.B. Storz 20123120	45 V	270 W	FaX 1.5
99-X222	HTI 250 W/22		45 V	270 W	Spezial
99-X222C	HTI 250 W/22 C		45 V	270 W	Litzen + Stecker
99-X232	HTI 250 W/32		45 V	270 W	Spezial
99-X232C	HTI 250 W/32 C		45 V	270 W	Litzen + Stecker
99-X778	HTI 300W/DX		-	300 W	-
99-X200	HTI 400 W/24	z.B. Wolf 5130	55 V	400 W	Spezial
99-X755	HTI 403 W/24		55 V	400 W	Litzen + Stecker
99-X783	HTI 403W/24 C		55 V	400 W	Litzen + Stecker
99-X744	HQI-TS150/NDL			150 W	R7s
99-X739	VIP R 273/45		38 V	270 W	Spezial
99-X751	VIP R 400/32			400 W	Spezial
99-X335	GE Gemini 300	Ansi EZG	35 V	300 W	Stecker
99-X3375	GE Marc 300/16	Ansi EZM	37.5 V	300 W	Stecker
99-X345	GE Marc 350/16T	Ansi EZT	45 V	350 W	Stecker

## Quecksilberdampflampen

### Mercury lamps

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-X748	HBO 50 W/AC L1		39-45 V	50 W	Sfa6-2
99-X735	HBO 50 W/AC L2		34-39 V	50 W	Sfa6-2
99-X743	HBO 50W/3		23 V	50 W	Sfa8-2
99-X701	HBO 100 W/2		20 V	100 W	Sfa9-2
99-X736	HBO 103 W/2		61 V	200 W	SFca9-2
99-X737	HBO R 103W/45		61 V	200 W	Pin
99-X742	HBO 200W/2		65...47	200 W	SFca10-4
99-X738	HBO 200W/2 L1		61 V	200 W	SFca10-4
99-X746	HBO 200W/2 L2		53 V	200 W	SFca10-4
99-X702	HBO 200 W/4 L1		23 V	200 W	SFca10-4
99-X747	HBO 200W/DC		57 V	200 W	SFca10-4/15
99-X761	HBO 202W/4		23 V	200 W	SFca10-4
99-X782	HBO 350W		67,5 V	350 W	SFcaY10-4
99-X706	HBO 500W/2		85...67	500 W	SFca13-4

## Xenon-Kurzbogenlampen

### Xenon short arc lamps

Artikel-Nr Code-No.	Vergleichstyp Reference	Für Modell Fitting model	Spannung Voltage	Watt Wattage	Socket Base
99-X749	XBO 75W/2		14 V	75 W	Sfa 9-2
99-X780	UXL75-XO		-	75 W	-
99-X785	UXL75-XE		-	75 W	-
99-X710	XBO R 100W/45		14 V	100 W	Spezial
99-X711	XBO R100W/45C		13 V	100 W	Litzen + Stecker
99-X712	XBO R101W/45C		13 V	100 W	Litzen + Stecker
99-X713	XBO 150W/1 OFR		20 V	150 W	SFcaX12-4
99-X715	XBO 150W/4		20 V	150 W	SFcaX12-4
99-X758	XBO 150W/CR OFR		17,5 V	150 W	SFcaX12-4
99-X781	XBO 150W/S		20 V	150 W	SFa12-11
99-X741	XBO R 180W/45		14 V	180 W	Pin
99-X719	XBO R180W/45C		14 V	180 W	Litzen + Stecker
99-X742	XBO R181W/45C		14 V	180 W	Litzen + Stecker
99-X720	XBO 250W/OFR		13 V	250 W	Sfa16-10
99-X762	XBO R300W/60C OFR		17,5 V	300 W	Litzen + Stecker
99-X722	XBO 450W		17 V	450 W	Sfa20-8
99-X723	XBO 450W OFR		17 V	450 W	Sfa20-8
99-X724	XBO 450W/1		17 V	450 W	Sfa20-10
99-X725	XBO 450W/2 OFR		17 V	450 W	SK19/36
99-X726	XBO 450W/4		17 V	450 W	Sfa20-10
99-X727	XBO 500W/H OFR		17 V	500 W	Sfa15-10
99-X728	XBO 700W/HS OFR		18 V	700 W	SFcaX27-8
99-X729	XBO 700W/HSC OFR		18 V	700 W	SFcaX27-8
99-X730	XBO 900W OFR		19 V	900 W	Sfa25-12
99-X732	XBO 1000W/HS OFR		19 V	1000 W	SFcaX27-8
99-X733	XBO 1000W/HSC OFR		19 V	1000 W	SFcaX27-8
99-X731	XBO 1000W/HTP OFR		19 V	1000 W	SFca25-14
99-X734	XBO 1600W OFR		24 V	1600 W	Sfa27-12
99-770	XBO 2000W/SHSC		27 V	2000 W	SK27/50

## Kompakte Xenon-Kurzbogenlampen für Endoskopie-Lichtquellen

### Compact Xenon short arc lamps for endoscopic light sources

Artikel-Nr Code-No.	Gerätehersteller Manufacturer	Gerätebezeichnung Model
99-X130P	3 D Scope	300 W Xenon
99-X130P	ACMI / Circon	ALV-1, MV-9086, MV9087
99-X130P	Acufex	013849
99-X130P	Acufex	FRX300 Xenon
99-X130P	Acufex	Ultra Lite
99-X130P	Acuity	A09501/A09502 Ultralife 013845
99-X130P	Applied Fiber Optics	BriteLite III 01-30-40
99-X130F	Applied Fiber Optics	Sunbeam Xenon Light Source
99-X130P	ALM MTA	Starpointe XE
99-S074	Atmos	510.0691.5
99-X130P	Baxter / Edwards	OPTX300
99-X130P	Baxter / V. Mueller	OPIS GS 9205
99-X130P	Baxter / V. Mueller	OPIS VS 5500, VS 5510, VS 5600
99-X200	Baxter / V. Mueller	OPIS VS 7050
99-S042	Baxter	VS 7050
99-X130P	BEI / Xylog	300 W Xenon
99-X175	Birtcher / Solos	ELS 2, Solos 3 CHIP
99-X175	Birtcher / Solos	GS-9205, -99250, -9255, -9270, -9480, -9481
99-X130P	BFW	Maxeon Xi300
99-X130P	Cabot Medical	System 3000 Video Lamp
99-X130P	Circon / ACMI	ALV-1, MV-9086
99-S105	Cogent Light	100 W
99-S127	Cogent Light	270 W
99-S136	Cogent Light	NO-CA-4196
99-X130P	Cooper Surgical	Endomed LSS 700
99-X130P	Cuda Fiberoptics	M2-300, XLS 300
99-X130P	Dyonics / Smith&Nephew	DYO-Bright 3000XE
99-X130P	Endo Image	300 W Xenon
99-X130P	Endo Lap	S605-25, FOI 160000
99-X130P	Endomedics	S1500
99-X130P	FPO (Fujinon)	EPX301 (Y1072 / Y1089 / XL401)
99-X130P	FPO (Fujinon)	XL-4400, EPX-302, EPX-304, EPX-401
99-X130P	Fujinon	FLXDS-300, FLXDS-600
99-X130P	Fujinon	FLX-300, FLX-300A, FLX-300F2, FLX-600
99-X130P	Fujinon	FLX-2000, FRX-2000
99-X130P	Fujinon	EPX-301A, EPX-302
99-X130P	ILC	Y1153
99-X175	ILC / ORC / EG&G	175 Watt Anwendungen
99-X130P	ILC / ORC / EG&G	300 Watt Anwendungen
99-X130P	Isolux	XSB 300W Illuminator
99-X175	Isolux	XSB 180W Illuminator
99-X130P	Keeler	Surgical
99-X130P	Leisegang	LMS-3000 Illuminator
99-X130P	Linvatec	8170, 8180, 8430
99-S085	Lemke	754
99-X130P	Luxtec	LUX 1000 Series
99-X150	Luxtec	LUX 1900 (150W) (Y1144), 7000 (150 W)
99-X175	Luxtec	1900, 7000 (175W), 9175 (175W)
99-X130P	Luxtec	7000 (300 W), 8000, 9000, 9300 (300W)
99-X130P	Machida	RX-300T
99-X130P	Medical Dynamics	6100XE
99-X130P	Mist	300 W Xenon
99-X150	Mitsubishi	LS150X
99-X130P	Mitsubishi	LS300X
99-X130P	Mitsubishi	LS-3-S, LS-3-X
99-X130P	Mitsubishi	LSU300X

## Kompakte Xenon-Kurzbogenlampen für Endoskopie-Lichtquellen

### Compact Xenon short arc lamps for endoscopic light sources

Artikel-Nr. Code-No.	Gerätehersteller Manufacturer	Gerätebezeichnung Model
99-X130P	Nextec	300 W Xenon
99-X130P	Nextec	Nextec 300
99-X130P	Olympus	CLV-1
99-X130P	Olympus	CLV, CLVS, CLVS20
99-X130P	Olympus	CLV-10, CLVF-10 (PN Y1052)
99-X130P	Olympus	CLV-20
99-X130P	Olympus	CLV-160
99-X130P	Olympus	CLV-F10
99-X130P	Olympus	CLV-S20D
99-X130P	Olympus	CLV-U20, CLVSBO (Y1064)
99-X130P	Olympus	CLV-U20D
99-X130P	Olympus	CLV-U20S
99-X130P	Olympus	CLV-U40 (Y1064)
99-X130P	Olympus	CV-1
99-X130P	Olympus	ILX6300
99-X130P	Olympus	ILX / CLS / ILV / CLV-A, CVI (300W)
99-X175	Olympus	XLS (175) Y1176, CLV-A, NOVA
99-X130P	ORC	OTC6000, CIA, CIT, CIO, CIS, CIW, 5800, 5800E
99-X130P	Origin Medical	300 W Xenon
99-S139	Pentax	LX75F (ROL-X14)
99-S093	Pentax	LX750P
99-S052	Pentax	EPK 700 (ROL-M1)
99-X130P	Pentax	EPM-3000
99-X130P	Pentax	EPM-3300
99-X130P	Pentax	ETM-3000
99-X130P	Pentax	ETM-3300
99-X150	Pentax	LX-500A
99-X130P	Pentax	LX 3000
99-X130P	Pilling	300 W Xenon
99-X130P	SLM / Amico	SPF 500C
99-X130P	Snowden Pencer	Xenon L/S 300W
99-X130P	Storz	300
99-X130P	Storz	487C
99-X130P	Storz	610 / 610C / 610XE
99-X130P	Storz	611 / 611C / 611XE
99-X175	Storz	615B / 615C / 615XE / 615XES
99-X130P	Storz	630
99-X130F	Stryker	X7000
99-x130P	Stryker	X6000
99-X130P	Tagarno	35 AX ACUBEAM
99-X130P	Toshiba	TRE-3000
99-X130P	Vanguard	XR-35
99-X130P	Vanguard	XR-300
99-X130P	Vanguard	XR-350
99-X130P	Vanguard	XRM-4
99-X130P	Video Dynamics	XLC-300
99-X130P	Weck	WECKLITE 300, 1300
99-X130P	Welch Allyn	VP3
99-X130P	Welch Allyn	Video Probe 2000
99-S042	Welch Allyn	VA 294
99-S051	Welch Allyn	VA 332 (WA2001+WA2002)
99-X130P	Wolf	300 W Xenon, 5131
99-X150	Wolf	5120, 5121
99-X130P	Woodbine / Solos	GS 9205
99-X130P	Woodbine / Solos	GS 9205
99-X175	Zeiss	SUPERLUX 175 (Y1308)
99-X130P	Zeiss	SUPERLUX 300 + 301 (anderer Timer)