

LED-Stirnleuchte LED-Headlight

Leistungsstarke, fokussierbare Stirnleuchte mit einer weißen Hochleistungs-LED. Leichtes, komfortables Model mit Batteriebox hervorragend auch für mobile Anwendungen.

High performance, focusable headlight with power white light solid state lamp. Light weight, comfortable headlight with battery box especially for mobile use.

Diese Stirnleuchte zeichnet sich durch ihre unvergleichliche Mobilität, ihre hohe Lichtleistung sowie eine einfache und bequeme Handhabung aus. Die auffallend intensive und homogene Ausleuchtung wird durch eine neuartige Power-LED erzeugt und über eine spezielle, hoch effiziente Optik zu einem variablen Spot gebündelt. Die



This headlight provides an incomparable mobility, a high light emission as well as a simple and comfortable handling. The conspicuous intensive and white light is provided by a novel high power LED. The special high efficiency lenses focus the light to a variable concentrated spot. Because of the comparable low voltage a very long operation time is

erstaunlich niedrige Betriebsspannung gestattet den Einsatz mit einer sehr komfortablen Batteriebox. Damit wird dem Anwender ein Höchstmaß an Mobilität ermöglicht. Das geringe Gesamtgewicht und der gepolsterte, ergonomische Stirnreif gewährleisten einen dauerhaft hohen Tragekomfort.

allowed by a high performance battery box. That means the highest maximum mobility and hands-free illumination to the user. Because of the low total weight and the ergonomic bolstered headband it is a pleasure to wear this headlight also for long times.

Durch die hohe Lebensdauer der LED und deren hoher Energieeffizienz, sind geringe Betriebskosten garantiert.

LED-headlights offer the best possible price/performance relation because of the typical long life and power efficiency by solid-state technology.

Die Stirnleuchte wird an der Batteriebox ein- bzw. ausgeschaltet. Durch die optimale Anordnung der Kugelgelenke kann sich der Anwender die Leuchte problemlos auf seine individuellen Bedürfnisse einstellen.

To turn the headlight on or off you have switch at the battery box. The ball joints make it possible to adjust the light exactly into any requested position. The very compact head affords a restriction free optimal view.

Technische Daten:

Artikelnummer: 08-139 (inkl. Batteriebox)
08-205-701 (Batteriebox)
Gesamtgewicht: 150 g (nur Stirnleuchte)
Stirnband: weitenverstellbar, Neoprenopolster
Stromversorgung: Batteriebox 08-205-701
3x Baby (C) Batterie, alkalisch
Betriebsdauer: 4-6 h (je nach Batterietyp)
Lichtaustritt: fokussierbar
Leuchtfeld-ø: 30...60 mm (Arbeitsabstand 30 cm)
Leuchtstärke: 50.000 Lux (Arbeitsabstand 30 cm)
LED Power LED, weiß
Farbtemperatur: ca. 6.000 Kelvin

Technical data:

Item code: 08-139 (battery box incl.)
08-205-701 (battery box)
Total weight: 150 g (headlight only)
Headband: adjustable, Neoprene bolster
Power supply: Battery box 08-205-701
3x batteries size C
Operation time: 4-6 h (depending on battery type)
Light outlet: focusable
Spot size range: 30...60mm (working dist. 30 cm)
Luminosity: 50,000 lux (working dist. 30 cm)
LED Power Led, white
Colour temperature: approx. 6,000 Kelvin