

F/O Clar-Stirnleuchte 08-312

F/O Clar-headlight 08-312

Fiberoptische HNO - Stirnleuchte mit hohem Tragekomfort und optimaler Ausleuchtung für anspruchsvolle Anwender

Das Hochleistungs-**Glasfaserbündel** leitet das Licht ohne Unterbrechung bis zum Lichtaustritt. Hier sorgt der **Hochleistungs-Spiegel** für einen optimierten, homogenen Lichtfleck. Die Aussparung in Spiegel sorgt für ein **maximales behinderungsfreies Sichtfeld**.

Das ergonomische, weiße Stirnband mit Kopfbügel und stufenloser Höhen- und Weitenverstellung über zentrale **Einhandstellräder** ist ledergepolstert.

Das **geringe Gewicht** der Einzelkomponenten und die zentrierte Kabelführung über Kopfbügel und Stirnband gestatten eine komfortable Nutzung über Stunden.

08-312



08-313

Fibre optic ENT-headlight with highest comfort and optimised illumination for pretentious users.

The optimized **fibre bundle** is guiding the light loss free to the light outlet. There the **high performance mirror** effects a small and homogenous spot. The **view is perfect** because of the ultra-compact mirror with a special recess. The ergonomic, white headband with cross band is leather bolstered and **adjustable by one hand with comfortable adjustment wheels in the neck and on the top**. **Light-weight** components as well as central mounted cable in combination with ergonomic headlight offers an extraordinary **comfortable wearing**.

Als Standardlichtquelle wird ein 150W Halogenprojektor empfohlen.

Das Lichtleitkabel ist auch mit **90° abgewinkeltem Lichteintrittsende** erhältlich (Art.-Nr. 08-313). Das breite Spektrum an aufschraubbaren Adaptern erlaubt den Anschluß an die Lichtquellen aller gängigen Hersteller.

We recommend a standard light source any 150W Halogen projector.

Also available with **90° angled projector end**. By using our wide range of end fittings this headlight can be connected to light sources of all common brands.

Technische Angaben:

Artikelnummer: 08-312;
08-313 (Projektoranschluß 90° abgewinkelt)
Gesamtgewicht: ca. 360 g
Glasfaserkabel: aktiver Ø4mm, L= 2,2m
Stirnband: weiß, mit Kopfband, Lederpolster, Einhandverstellung per Stellrad
Lichtaustritt: Spiegel-System Ø33mm, Kugelgelenk

Technical data:

Item code: 08-312
08-313 (projector end 90°angled)
Total weight: ca. 360 g
F/O-Cable: active-Ø4mm, light weight, l=2,2m
Headband: with cross band, leather bolstered, one hand wheel adjustment
Light outlet: Mirror system Ø 33mm, ball joint