

Miniatur-Stirnleuchte 08-335

Miniature headlight 08-335



Fiberoptische OP-Stirnleuchte mit hohem Tragekomfort und optimaler Ausleuchtung für anspruchsvolle Anwender

Das **3.5 mm Glasfaserbündel** leitet das Licht ohne Unterbrechung bis zum Lichtaustritt. Hier sorgt die

Hochleistungs-Doppellinsenoptik

für einen homogenen und in Größe und Richtung individuell einstellbaren Lichtfleck. Dabei erhält der Nutzer ein **maximales behinderungsfreies Sichtfeld**. Das ergonomische Stirnband mit Kopfbügel und stufenloser Höhen- und Weitenverstellung über zentrale **Einhandstellräder** ist ledergepolstert. Das **geringe Gewicht** der Einzelkomponenten

08-335



und die zentrierte Kabelführung über Kopfbügel und Stirnband gestatten eine komfortable Nutzung über Stunden. Die Kombination mit der Lichtquelle Art.-Nr. 12-300X (100 W Xenon) bietet ein **optimales Preis-Leistungsverhältnis**. In der hitzefesten Variante Art.-Nr. 08-335CC kann diese Stirnleuchte aber auch mit Hochleistungslichtquellen Art.-Nr. 12-380X (180 W Xenon) und Art.-Nr. 12-500X (300 W Xenon) benutzt werden. Beide Varianten sind auch mit **90° abgewinkeltem Licht-eintrittsende** (Art.-Nr. 08-337 bzw. 08-337CC) erhältlich. Das breite Spektrum an aufschraubbaren Adaptern erlaubt den Anschluss an die Lichtquellen aller gängigen Hersteller.

Technische Angaben:

Artikelnummer: 08-335 / 08-335CC (hitzefest)
 08-337 (90° abgew.) / 08-337CC (90° + hitzefest)
 08-335L Verlängerung Stirnbandkabel
 Adapter Projektorseite:
 12-202L (Wolf)/ 12-203N (Olympus)/ 12-204 (Storz)
 Gesamtgewicht: ca. 300 g
 Glasfaserkabel: mittig geführt, 2,2 m, Ø 3,5 mm
 Stirnband: mit Kopfbügel, ledergepolstert, Einhandverstellung
 Lichtaustritt: fokussierbar, Doppellinsensystem, Kugelgelenk

Fibre optic OT-headlight with highest comfort and optimised illumination for pretentious users.

The **3.5 mm fibre bundle** is guiding the light loss free to the light outlet. There the **high performance**

double lens system effects a small and homogenous spot which is adjustable in direction and size. The **view is perfect** because of the ultracompact optic. The ergonomic headband with cross band is leather bolstered and **adjustable by one hand**. **Lightweight** components as well as central mounted cable in combination with ergonomic

headlight offers an extraordinary **comfortable wearing**. Best choice would be combination with light source code 12-300X (100 W Xenon) which results in a **perfect price-performance relation**. The heat resistant model (item code 08-335CC) offers the use with one of the high power xenon short arc light sources like item code 12-380X (180 W Xenon) and item code 12-500X (300 W Xenon). Both standard and heat resistant model are available also with **90° angled projector end** (08-337 / 08-337CC). By using our wide range of screwable end fittings this headlight can be connected also to light sources of all common brands.

Technical data:

Item code: 08-335 / 08-335CC (heat resistant)
 08-337 (90° angled)/ 08-337CC (90° +heat resistant)
 08-335L Elongation F/O head light cable
 Adaptor projector side:
 12-202L (Wolf)/ 12-203N (Olympus)/ 12-204 (Storz)
 Total weight: ca. 300 g
 F/O-Cable: centred, 2.2 m, Ø3.5 mm
 Headband: with cross band, leather bolstered, adjustable by one hand
 Light outlet: Focus adjustable, double lens system, ball joint

Arbeitsabstand	30 cm	50 cm
Leuchtfeld-Ø	50 - 100 mm	90 - 160 mm

working distance	30 cm	50 cm
spot-Ø	50 - 100 mm	90 - 160 mm