

# LED-Stirnleuchte Li-Ion LED-Headlight Li-Ion

Leistungsstarke, fokussierbare Stirnleuchte mit einer weißen Hochleistungs- LED. Durch den Einsatz eines Li-Ionen-Akku ist besonders dieses leichte, komfortable Modell für mobile Anwendungen geeignet.

Diese Stirnleuchte zeichnet sich durch ihre **hohe Lichtleistung**, ihre gute **Lichtausbeutung** sowie eine **einfache und bequeme Handhabung** aus. Die auffallend **intensive und homogene Ausleuchtung** wird durch eine neuartige **Power-LED** erzeugt und über eine spezielle, hoch effiziente Optik zu einem **variablen Spot** gebündelt. Durch die **hohe Lebensdauer** der LED und deren hoher Energieeffizienz sowie durch die moderne Lithium-Ionen-Technologie sind **geringe Betriebskosten** garantiert.

Das **geringe Gesamtgewicht** und der mit Neopren gepolsterte, ergonomische Stirnreif gewährleisten einen dauerhaft **hohen Tragekomfort**.

Die Stirnleuchte wird am Akkupack ein- und ausgeschaltet. Durch die optimale Anordnung der Kugelgelenke kann sich der Anwender die Leuchte problemlos auf seine individuellen Bedürfnisse einstellen. Das Ladegerät kann mit Steckeradaptern Typ EU, UK und USA geliefert werden.

## Technische Daten:

Artikelnummer: 08-741 Stirnleuchte inkl. Li-Ion-Akku Box und Ladegerät  
08-205-780 Li-Ion-Akkubox  
10-10780 Ladegerät  
E01-1.3A-01EURO Adapter EU  
E01-1.3A-01UK Adapter UK  
E01-1.3A-01US Adapter US

Gesamtgewicht: 160 g (ohne Li-Ion Box)  
Stirnband: weitenverstellbar, Neoprenpolster  
Stromversorgung: Akkubox 08-250-740  
Betriebsdauer: ca. 6 h  
Aufladezeit: ca. 6 h (bei vollst. Entleerung)  
Lichtaustritt: fokussierbar  
Leuchtfeld-ø: 30...60 mm (Arbeitsabstand 30 cm)  
Leuchtstärke: ~44.000Lux (Arbeitsabstand 30 cm)  
**LED** Power LED, weiß  
Farbtemperatur: ~6.000 Kelvin

High performance, focusable headlight with power white light solid state lamp. Light weight, comfortable headlight with modern Li-Ion rechargeable battery especially for mobile use.

08-741



This LED-headlight provides a **high light emission, long lasting operation** as well as a simple and **comfortable handling**. The **intensive and homo-geneous illumination** is provided by a modern **high power LED**. The special high efficiency lenses focus the light to a **variable concentrated spot**. LED-headlights offer the **best possible price/performance relation** because of the typical long

life and power efficiency by solid-state lamps and the modern Lithium-Ion technology. Because of the **low total weight** and the ergonomic neoprene bolstered headband it is a **pleasure to wear** this headlight also for long times.

To turn the headlight on or off you can switch at the battery pack. The ball joints make it possible to adjust the light exactly into any requested position for a restriction free optimal view.

The charge is available with connector type EU, UK and USA.

## Technical data:

Item code: 08-741 headlight incl. Li-Ion rechargeable battery pack and charger  
08-205-780 Li-Ion battery pack  
10-10780 Li-Ion charger  
E01-1.3A-01EURO adapter EU  
E01-1.3A-01UK adapter UK  
E01-1.3A-01US adapter US

Total weight: 160 g (without Li-Ion battery pack)  
Headband: adjustable, neoprene bolstered  
Power supply: Battery pack 08-250-740  
Operation time: approx. 6 h  
Charging time: approx. 6 h (at full discharge)  
Light outlet: focusable  
Spot size: 30...60 mm (working dist. 30 cm)  
Luminosity: ~44,000 lux (working dist. 30 cm)  
**LED** Power LED, white  
Colour temp.: ~6,000 Kelvin