

LED-Mikro-Stirnleuchte-USB LED-Micro-Headlight-USB



08-771

Leistungsstarke, fokussierbare Stirnleuchte mit modernem LED-Licht. Superleichtes, komfortables Modell mit USB-Akku und Steckernetzteil. Hervorragend für mobile Anwendungen.

Diese Stirnleuchte zeichnet sich durch ihre unvergleichliche Mobilität, ihre gute **Lichtausbeute** sowie eine **einfache und bequeme Handhabung** aus. Die auffallend **intensive und homogene Ausleuchtung** mit weißem Licht, wird durch eine neuartige **LED** erzeugt und über eine spezielle, hoch effiziente Optik zu einem **variablen Spot** gebündelt. Die erstaunlich niedrige Betriebsspannung gestattet den Einsatz mit einer sehr komfortablen Akkubox. Damit wird dem Anwender ein **Höchstmaß an Mobilität** ermöglicht. Das **geringe Gesamtgewicht** und der gepolsterte, ergonomische Stirnreif gewährleisten einen dauerhaft **hohen Tragekomfort**. Durch die **hohe Lebensdauer** der LED und deren hoher Energieeffizienz sind lange Batteriebensdauer und somit **geringe Betriebskosten** garantiert.

Durch die miniaturisierte Optik und die optimale Anordnung der Kugelgelenke kann sich der Anwender das Licht schattenfrei in tiefen, engen Gebieten (Ohr, Nase,...) einstellen.

Technische Daten:

Artikelnummer: 08-771 (kaltweißes Licht)
Stromversorgung: USB Akku+Netzteil
Betriebsdauer: ca. 5 h
Stirnband: ergonomisch, weitenverstellbar, gepolstert
Lichtaustritt: fokussierbar
Leuchtfeld-Ø: 40...60 mm (Arbeitsabstand 30 cm)

LED

Lux: in 30 cm bis zu 27000
Farbtemperatur: ca. 6.500K (kaltweiß, heller)
Auf Anfrage: ca. 3.000K (warmweiß für bessere Farbwiedergabe)



08-776

High performance, focusable headlight with modern LED-light. Extremely light weight, comfortable headlight with USB battery box and charger.

This headlight provides an **incomparable mobility**, a **high light emission** as well as a simple and **comfortable handling**. The **intensive white light** is provided by a new high efficient LED. The special high quality lenses focus the light to a **continuously, variable concentrated spot**. The powerful but economically LED gives a long operation time using a **USB battery and a power plug**.

That means a **maximum mobility** and **hands free illumination**.

The **light weight** and the ergonomic bolstered headband are **comfortable to wear** even for long periods.

Our Micro-LED-headlights offer **the best possible price/performance relation** because of the typical long life and power efficiency by solid-state technology.

The ball joints make it possible to adjust the light exactly into any position for shadow free illumination. The very compact light head affords a restriction free optimal view.

Technical data:

Item code: 08-771 (cool white light)
Power supply: USB battery + charger
Operation time: approx. 5 h
Headband: ergonomic, adjustable, bolstered
Light outlet: focusable
Spot size range: 40...60 mm (working dist. 30 cm)

LED

Lux: in 30cm distance up to 27000
Colour temperature: approx. 6.500K (cool white; more brightness)
On request: warmwhite approx. 3.000K (higher CRI for better colours)