

Diagnostik  
HNO Produkte

Diagnostics  
ENT Products



## Nystagmus-Brillen

## Nystagmus spectacles

### Frenzel-Brille

### Frenzel-Spectacles

▶ **08-423**

Nystagmusbrille nach Frenzel, 1,5 m Zuleitung, Bananenstecker und Clip-Kopfband

Nystagmus spectacles, 1,5 m cord, banana plugs and clip headband



08-423

▶ **08-424**

Nystagmusbrille nach Frenzel mit Batteriegriff, Lichtstärke regulierbar

Nystagmus spectacles by Frenzel with battery handle, adjustable illumination



08-424

▶ **08-425**

Nystagmusbrille nach Frenzel, 4 V, Batteriegriff mit Regelung, Kabel mit Bananenstecker und Clip-Kopfband

Nystagmus spectacles by Frenzel, 4 V, battery handle with rheostat, cable with banana plugs and clip headband



08-411

08-412

▶ **08-412**

Nystagmusbrille nach Frenzel mit querliegendem Batteriegriff

Nystagmus spectacles by Frenzel with transverse battery handle

▶ **08-411**

Nystagmusbrille nach Frenzel, mit klappbaren Gläsern 1,5 m Zuleitung, Bananenstecker und Clip-Kopfband

Nystagmus spectacles with swivel lenses and, 1,5 m cord, banana plugs and clip headband

### Nystagmusbrille nach Blessing

### Nystagmus Spectacles by Blessing

▶ **08-427**

Nystagmusbrille nach Blessing, weiß, 1,5 m Zuleitung, Bananenstecker, Clip-Kopfband;

Nystagmus spectacles by Blessing, white, 1,5 m cord, banana plugs and clip headband



08-427

▶ **08-428**

Nystagmusbrille nach Blessing, weiß, mit regelbarem Batteriegriff;

Nystagmus spectacles by Blessing and battery handle, adjustable illumination



08-428

▶ **08-422**

Nystagmusbrille nach Blessing mit querliegendem Batteriegriff

Nystagmus spectacles by Blessing with transverse battery handle

▶ **08-421**

Nystagmusbrille nach Blessing, mit klappbaren Gläsern 1,5 m Zuleitung, Bananenstecker und Clip-Kopfband

Nystagmus spectacles by Blessing with swivel lenses and 1.5 m cord, banana plugs and clip headband



08-421

08-422

Neuheit!

New Model!

## LED Nystagmus- Brillen

## LED Nystagmus spectacles

### LED Frenzel-Brille

### LED Frenzel-Spectacles

LED Ringlicht, diffus, langlebig,  
regulierbare Lichtstärke, Timer

LED ringlight, diffuse, long-life,  
adjustable illumination, timer

#### ▶ 08-432

LED Nystagmusbrille nach Frenzel mit  
Batteriegriff

LED Nystagmus spectacles by Frenzel  
with battery handle

#### ▶ 08-433

LED Nystagmusbrille nach Frenzel,  
Clip-Kopfband, mit Netzteil

LED Nystagmus spectacles by Frenzel,  
clip headband, with mains adapter

#### ▶ 08-434

LED Nystagmusbrille nach Frenzel mit  
Akku-Box und Ladestation

LED Nystagmus spectacles by Frenzel  
with rechargeable battery box  
and charging station

### LED Nystagmusbrille nach Blessing

### Nystagmus Spectacles by Blessing

#### ▶ 08-437

LED Nystagmusbrille nach Blessing  
mit Batteriegriff

LED Nystagmus spectacles by Blessing  
with battery handle

#### ▶ 08-438

LED Nystagmusbrille nach Blessing,  
Clip-Kopfband, mit Netzteil

LED Nystagmus spectacles by Blessing,  
clip headband, with mains adapter

#### ▶ 08-439

LED Nystagmusbrille nach Blessing mit  
Akku-Box und Ladestation

LED Nystagmus spectacles by Blessing  
with rechargeable battery box  
and charging station



08-432



08-433



08-434



08-437



08-438



08-439

**Ersatzteile/Zubehör**
**Spare parts/accessories**

▶ <b>99-155</b> Ersatzlampe	Spare bulb
▶ <b>08-420</b> Batteriegriff, Bananenkupplung	Battery handle, banana connectors
▶ <b>08-425-10</b> Griff für 08-424	Battery handle for 08-424
▶ <b>08-425-30A</b> Verbindungskabel zwischen Batteriegriff 08-425-10 und 08-424	Connecting cable for battery handle 08-425-10 and 08-424
▶ <b>08-425-30B</b> Verbindungskabel mit Bananenstecker	Connecting cable with bananaplugs
▶ <b>08-425-KB</b> Clip-Kopfband	Clip headband
▶ <b>10-10214-2</b> Trafo 4 V für Nystagmusbrillen	Transformer 4 V for Nystagmus spectacles



08-420



08-425-10



08-425-30A

08-425-30B



08-425-KB



10-10214-2

**Lupenbrillen**
**Loupes**
**LED Lupenbrillen**
**LED Binocular Loupes**

Kabellose Binokular-Lupen mit LED Licht, Kopfband für höchsten Tragekomfort, stereoskopisches Sehen, hohe optische Qualität für fehlerfreie Abbildung, Lupenneigungs- und Konvergenzwinkel einstellbar

Wireless Binocular Loupes with LED Light, headband for highest comfort, perfect stereoscopic views, high optical quality with error-free imaging, loupe viewing and convergence angle adjustable

▶ <b>20-710-S-18</b> Offenes schwarzes Kopfband, Vergrößerung 1,8x weißes Kopfband (20-710-W-18)	Open black headband, magnification 1.8x White headband (20-710-W-18)
▶ <b>20-710-S-25</b> Offenes schwarzes Kopfband, Vergrößerung 2,5x weißes Kopfband (20-710-W-25)	Open black headband, magnification 2.5x white headband (20-710-W-25)
▶ <b>20-715-S-18</b> Schwarzes Kopfband mit Top, Vergrößerung 1,8x weißes Kopfband (20-715-W-18)	Black headband with top, magnification 1.8x white headband (20-715-W-18)



20-715-S-18



## LED Lupenbrillen

### ▶ 20-715-S-25

Schwarzes Kopfband mit Top, Vergrößerung 2,5x weißes Kopfband (20-715-W-25)

## LED BinocularLoupes

Black headband with top, magnification 2.5x white headband (20-715-W-25)

### ▶ 20-795-S-18

Schwarzes Kopfband mit Top, Vergrößerung 1,8x, Hochleistungsoptik, Li-Ion-Akku am Kopfband, inkl. Ladegerät weißes Kopfband (20-795-W-18)

Black headband with top, magnification 1.8x, powerful optical system, long lasting Li-Ion battery, incl. charger white headband (20-795-W-18)

### ▶ 20-795-S-25

Wie 20-795-S-18, schwarzes Kopfband, Vergrößerung 2,5x, weißes Kopfband (20-795-W-25)

Same as 20-795-S-18, black headband, magnification 2.5x white headband (20-795-W-25)

### ▶ 20-795AL-S-18

Wie 20-795-S-18, schwarzes Kopfband, mit Auto-Switch-Funktion „Off“ & „On“, Lieferung mit Ladegerät und Ladestation weiß (20-795AL-W-18)

Same as 20-795-S-18, black headband, with Auto-Switch feature "Off" & "On", incl. charger and charging stand white headband (20-795AL-W-18)

### ▶ 20-795AL-S-25

Wie 20-795AL-S-18, schwarzes Kopfband, Vergrößerung 2,5x weiß (20-795AL-W-25)

Same as 20-795AL-S-18, black headband, magnification 2.5x white headband (20-795AL-W-25)

## Lupenbrille-Anbausatz

### ▶ 20-200N

Binokular-Lupe als Anbausatz für Stirnleuchten mit Kugelblech, Vergrößerung 1,8x

## Binocular loupes-Attachment kit

Binocular loupe as attachment kit for headlights with spherical plate, magnification 1.8x

### ▶ 20-205N

Wie 20-200N, jedoch Vergrößerung 2,5x

Same as 20-200N, but magnification 2.5x



20-715-S-25



20-795-W-25



20-795AL-S-25



20-200N

**Lupenbrillen**
**Binocular loupes**
**Faroloupe I**
**Faroloupe I**

- |   |   |
|---|---|
| ▶ <b>20-200</b><br>Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, Kopfband und Fiberoptikbeleuchtung. | Binocular loupe, magnification 1.8x, headband and fibre optic illumination. |
| ▶ <b>20-205</b><br>Wie 20-200, aber 2,5-fache Vergrößerung.   | Same as 20-200 but magnification 2.5x.                                      |
| ▶ <b>20-210</b><br>Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, Kopfband und LED-Beleuchtung.       | Binocular loupe, magnification 1.8x, headband and LED-Light.                |
| ▶ <b>20-215</b><br>Wie 20-210, aber 2,5-fache Vergrößerung.   | Same as 20-210 but magnification 2.5x.                                      |
| ▶ <b>20-220</b><br>Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, Kopfband, ohne Beleuchtung.         | Binocular loupe, magnification 1.8x, headband, without illumination.        |
| ▶ <b>20-225</b><br>Wie 20-220, aber 2,5-fache Vergrößerung.   | Same as 20-220 but magnification 2.5x.                                      |



20-205



20-305

**Faroloupe II**
**Faroloupe II**

- |   |  |
|---|--|
| ▶ <b>20-300</b><br>Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, Brillengestell und Fiberoptikbeleuchtung. | Binocular loupe, magnification 1.8x, spectacle frame and fibre optic illumination. |
| ▶ <b>20-305</b><br>Wie 20-300, aber 2,5-fache Vergrößerung.   | Same as 20-300 but magnification 2.5x.   |
| ▶ <b>20-310</b><br>Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, Brillengestell und LED-Beleuchtung.       | Binocular loupe, magnification 1.8x, spectacle frame and LED-Light.                |
| ▶ <b>20-315</b><br>Wie 20-310, aber 2,5-fache Vergrößerung.   | Same as 20-310 but magnification 2.5x.   |
| ▶ <b>20-320</b><br>Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, Brillengestell, ohne Beleuchtung.         | Binocular loupe, magnification 1.8x, spectacle frame, without illumination.        |
| ▶ <b>20-325</b><br>Wie 20-320, aber 2,5-fache Vergrößerung.   | Same as 20-320 but magnification 2.5x.   |



20-315



20-325

**Lupenbrillen**
**Binocular loupes**
**Faroloupe III**
**Faroloupe III**

- |  |  |
|--|--|
| ▶ <b>20-400</b><br>Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, Fiberoptikbeleuchtung. | Binocular loupe, magnification 1.8x, fibre optic illumination. |
| ▶ <b>20-400L</b><br>Wie 20-400, aber mit langen Bügeln.                                  | Same as 20-400 but with longer sides.                          |
| ▶ <b>20-405</b><br>Binokular-Lupensystem, 2,5-fache Vergrößerung, Fiberoptikbeleuchtung. | Binocular loupe, magnification 2.5x, fibre optic illumination. |
| ▶ <b>20-405L</b><br>Wie 20-405, aber mit langen Bügeln.                                  | Same as 20-405 but with longer sides.                          |
| ▶ <b>20-410</b><br>Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, LED-Beleuchtung.       | Binocular loupe, magnification 1.8x, LED-Light.                |
| ▶ <b>20-410L</b><br>Wie 20-410, aber mit langen Bügeln.                                  | Same as 20-410 but with longer sides.                          |
| ▶ <b>20-415</b><br>Binokular-Lupensystem, 2,5-fache Vergrößerung, LED-Beleuchtung.       | Binocular loupe, magnification 2.5x, LED-Light.                |
| ▶ <b>20-415L</b><br>Wie 20-415, aber mit langen Bügeln.                                  | Same as 20-415 but with longer sides.                          |
| ▶ <b>20-420</b><br>Binokular-Lupensystem, 1,8-fache Vergrößerung, ohne Beleuchtung.      | Binocular loupe, magnification 1.8x, without illumination.     |
| ▶ <b>20-420L</b><br>Wie 20-420, aber mit langen Bügeln.                                  | Same as 20-420 but with longer sides.                          |
| ▶ <b>20-425</b><br>Binokular-Lupensystem, 2,5-fache Vergrößerung, ohne Beleuchtung.      | Binocular loupe, magnification 2.5x, without illumination.     |
| ▶ <b>20-425L</b><br>Wie 20-425, aber mit langen Bügeln.                                  | Same as 20-425 but with longer sides.                          |



20-400 / 20-405



20-410 / 20-415



20-425

**Spiegel /  
Endoskopwärmer**
**Mirror /  
Endoscope warmer**
**10-201**

Spiegel- und Endoskop-/Laryngoskopwärmer, berührungsloses und hygienisch einwandfreies Nachwärmen mit Infrarotlicht. Set mit Wärmeinheit und Weltnetzteil

Contactless warming up without any contamination based on infrared technology  
Complete set with warmer unit and power supply



10-201

**10-220**

**Endoskopwärmer** für Chirurgie, sterilisierbar mit Einschaltautomatik. Set mit autoklavierbarer Wärmeinheit, autoklavierbarem Kabel, Steuergerät und Netzteil

**Endoscope Warmer** for surgery  
Autoclaveable unit for warming up Laparoscopes during long operations without any contamination, based on infrared technology. Complete set with autoclaveable warmer unit, autoclaveable cable and power supply



10-220





Nystagmusbrillen	Nystagmus spectacles
LED-Clips, Fiberoptische Clips	LED light clips, Fiber optic light clips
Lupenbrillen	Binocular loupes
Spiegelwärmer/Spiegel	Mirror heater/mirrors

