


Laryngoskope

Laryngoscopes



Baby-Laryngoskop

Bei der Entwicklung dieses handlichen Kleinstkind-Laryngoskopes wurden die anatomischen Verhältnisse des Neugeborenen besonders berücksichtigt. Störende aufgelötete oder abnehmbare Lampenträger sind hier nicht vorhanden. Die mit wenigen Handgriffen auswechselbaren Spatelblätter sind mit Längsrillen versehen. Diese ermöglichen eine gute Längsführung und verhindern ein seitliches Abrutschen des Spatels von der Zunge. Voll autoklavierbar (ohne Batterien) und dauerhaft resistent gegen Schaltstörungen durch bewussten Verzicht auf die Verwendung aufwendiger Schaltechnik. Ein- bzw. Ausschalten durch Herein- bzw. Herausdrehen der Bodenkappe.

Baby-Laryngoscope

A handy set, especially constructed for new-borns, with regard for their anatomic conditions. Easy to clean, autoclaveable (without batteries). No disfunction because of broken switch or soldered connections; for switching on or off just screw the bottom cap in or out.



03-111

Saling Laryngoskop-Set mit 3 Spateln

03-111

Batteriegriff, ø 19 mm, zwei Batterien; schmaler Spatel; breiter Spatel; Mikrospatel; 1 Glühlampe.

Saling-Laryngoscope Set with 3 blades

Battery handle, ø 19 mm, two batteries; blade, narrow; blade, broad; micro-blade; 1 bulb.



03-911



03-912



03-913

Saling Laryngoskop-Set mit 2 Spateln

03-101

Batteriegriff, ø 19 mm, zwei Batterien; schmaler Spatel; breiter Spatel; 1 Glühlampe.

Saling-Laryngoscope Set with 2 blades

Battery handle, ø 19 mm, two batteries; blade narrow; blade broad; 1 bulb.

Spatel für Saling-Laryngoskop

- ▶ **03-911** Spatel schmal
- ▶ **03-912** Spatel breit
- ▶ **03-913** Mikrospatel

Blades for Saling-Laryngoscope

- ▶ Blade narrow
- ▶ Blade broad
- ▶ Micro blade

Einzelteile für Saling-Laryngoskop

03-902

Handgriff, ø 19 mm, für 2 Batterien

Components for Saling-Laryngoscope

Handle, ø 19 mm, for 2 batteries type AA

99-006

Ersatzlampe, 2.5 V

Spare bulb, 2.5 V



99-006

03-902

Laryngoskope, konventionell	Laryngoscopes conventional
FAROMED Laryngoskope sind Instrumente höchster Qualität für höchste Lebensdauer: ausgewählte Materialien exzellente Verarbeitung Oberflächen höchster Güte Made in Germany	FAROMED laryngoscopes are instruments of finest Quality for longest lifetime: carefully selected materials excellent workmanship surfaces of highest excellence Made in Germany

Macintosh Laryngoskopspatel, Warmlicht	Macintosh laryngoscope blades, conv. illumination
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 03-961 Fig. 0, 55 mm ▶ 03-962 Fig. 1, 70 mm ▶ 03-963 Fig. 2, 90 mm ▶ 03-964 Fig. 3, 110 mm ▶ 03-965 Fig. 4, 130 mm ▶ 03-966 Fig. 5, 150 mm 	

Warmlicht Griffe und Ersatzlampen	Conventional handles and spare bulbs
▶ 03-951 Griff, ø 30 mm, gerändelt	Handle, ø 30 mm, knurled
▶ 03-953 Pädiatriegriff, ø 19 mm, gerändelt	Paediatric handle, ø 19 mm, knurled
▶ 99-169 Ersatzlampe, für Spatel Fig. 0-1, 2,5 V	Spare bulb for blades Fig. 0-1, 2,5 V
▶ 99-171 Ersatzlampe, für Spatel Fig. 2-5, 2,7 V	Spare bulb for blades Fig. 2-5, 2,5 V

Sets

Laryngoskopsets bestehen aus Instrumenten höchster Qualität made in Germany und werden komplett in einem Etui mit Batteriegriff geliefert.	All sets of Macintosh laryngoscopes are instruments of highest quality made in Germany and will be supplied complete in a hard case with battery handle.
▶ 03-665 Set nach Macintosh mit konventioneller Beleuchtung für Pädiatrie: Griff ø 20 mm, 3 Spatel Fig. 0-2	Set by Macintosh with conventional illumination: handle ø 30 mm, 3 blades fig. 0-2
▶ 03-660 Set nach Macintosh mit konventioneller Beleuchtung für Pädiatrie: Griff ø 30 mm, 3 Spatel Fig. 2-4	Set by Macintosh with conventional illumination: handle ø 30 mm, 3 blades fig. 2-4
▶ 03-660-4 Set nach Macintosh mit konventioneller Beleuchtung: Griff ø 30 mm, 4 Spatel Fig. 1-4 Weitere Sets auf Anfrage	Set by Macintosh with conventional illumination for pediatrics: handle ø 30 mm, 4 blades fig. 1-4 More sets on request



03-962



03-963



03-965



03-966



03-951



03-660-4

Laryngoskope, Fiberoptik

FAROMED Fiberoptik-Laryngoskope sind Instrumente höchster Qualität und höchster Lebensdauer:
Xenonlampe oder LED für optimales Licht, ausgewählte Materialien, exzellente Verarbeitung, Oberflächen höchster Güte, Made in Germany

Laryngoscopes, Fibre Optic

FAROMED Fiber Optic Laryngoscopes are instruments of finest Quality and highest durability:
Xenon lamp or LED for maximum light, carefully selected materials, excellent workmanship, surfaces of highest excellence, Made in Germany

Macintosh Laryngoskop- Spatel, Kaltlicht

- ▶ **03-700** Fig. 0, 55 mm
- ▶ **03-701** Fig. 1, 70 mm
- ▶ **03-702** Fig. 2, 90 mm
- ▶ **03-703** Fig. 3, 110 mm
- ▶ **03-704** Fig. 4, 130 mm
- ▶ **03-705** Fig. 5, 150 mm

Macintosh-Laryngoscope blades, fiber optic



Griffe und Zubehör

▶ **03-601G / 03-601G-LED**

Batteriegriff Standard

Handles and accessories

Battery handle standard

▶ **03-603G / 03-603G-LED**

Batteriegriff klein

Battery handle slim

▶ **03-607G-LED**

F/O-Handgriff ø 30 mm, mit Induktiv-Akku 3,6 V, LED

Handle, ø 30 mm, with rechargeable battery 3.6 V, LED

▶ **03-608-Li**

Akkueinsatz Li-Ion mit integrierter LED für 03-607 und 03-607-LED

Li-Ion rechargeable battery with integrated LED spare part for 03-607 and 03-607-LED

▶ **10-112-Li**

Induktivladegerät für Li-Ion-Akku für 03-607-LED, 100-240 V AC, inkl. Stecker-Set: EU, US, UK

Inductive battery charger for Li-Ion battery for 03-607-LED, 100-240 V AC, incl. set of plugs: EU, US, UK



03-603G

03-601G / 03-607G



03-608-Li



10-112-Li

**Laryngoskopsets
komplett mit Batterie-
griff im Etui:**

**Laryngoscope-Sets
with battery
handle
in a hard case:**

<p>▶ 03-650-4 Set nach Macintosh mit fiberoptischer Beleuchtung: Griff ø 30 mm, 4 Spatel Fig. 1-4</p>	<p>Set by Macintosh with fibre optic illumination: handle ø 30 mm, 4 blades, fig. 1-4</p>
<p>▶ 03-655 Set nach Macintosh mit fiberoptischer Beleuchtung für Pädiatrie: Griff ø 20 mm, 3 Spatel Fig. 0-2</p>	<p>Set by Macintosh with fibre optic illumination for pediatrics: handle ø 20 mm, 3 blades fig. 0-2</p>
<p>▶ 03-656 LED McIntosh Kaltlicht-Laryngoskopset: ø 30 mm Batt.-griff m. LED-Lampe 2,5 V, HQ-Spatel #1+2+3+4, im Etui</p>	<p>McIntosh fibre optic laryngoscopeset: ø 30 mm battery handle with LED bulb 2.5 V, blades #1+2+3+4, case</p>
<p>Weitere Sets auf Anfrage</p>	<p>More sets on request</p>



03-650-4

Ersatzlampen

Spare lamps

<p>▶ 99-91103L LED-Lampe für Kaltlicht-Laryngoskop, 2,5 V, Ersatzlampe für: 03-601-LED und 03-603-LED</p>	<p>LED-lamp for fibre optic laryngoscope, 2.5 V, Spare bulb for: 03-601-LED and 03-603-LED</p>
<p>▶ 99-91203L LED-Lampe für Kaltlicht-Laryngoskop, 3,5 V, Ersatzlampe für: 03-607 (altes Modell)</p>	<p>LED-lamp for fibre optic laryngoscope, 3.5 V, Spare bulb for: 03-607 (old model)</p>
<p>▶ 99-90701 Xenon-Lampe, 2,5 V, Ersatzlampe für: 03-601 und 03-603</p>	<p>Xenon-lamp, 2.5 V, Spare bulb for: 03-601 and 03-603</p>
<p>▶ 99-90702 Xenon-Lampe, 3,5 V, Ersatzlampe für: 03-607 (altes Modell)</p>	<p>Xenon-lamp, 3.5 V, Spare bulb for: 03-607 (old model)</p>



99-91103L

Baby- und Kleinkindlaryngoskop

Laryngoskop-Sets

Warmlicht-Laryngoskope

Kaltlicht-Laryngoskope

Baby Laryngoscopes

Sets of Laryngoscopes

Conventional Illuminated
Laryngoscopes

Fibre Optic Laryngoscopes

