

Gynäkologie

Gynecology



Amnioskope*
Amnoscopes*
**Amnioskop-Tuben,
konisch, mit Mandrin**
**Amnioscope-Tubes,
Conical, with Obturator**
11-112

ø 12:24 mm, Nutzlänge 200 mm

ø 12:24 mm, working length 200 mm

11-116

ø 16:24 mm, Nutzlänge 200 mm

ø 16:24 mm, working length 200 mm

11-120

ø 20:24 mm, Nutzlänge 200 mm

ø 20:24 mm, working length 200 mm

*Verfügbarkeit auf Anfrage

*Availability on request



11-112



11-116



11-120

**Kaltlichtklammer
für Amnioskope**
**Fibre Optic Clamps
for Amnoscopes**

 mit integriertem Kombi-Adapter
passend für ACMI, Wolf, HWS, Storz,
Winter, Olympus.

 with integrated combi-adapter fitting
ACMI, Wolf, HWS, Storz, Winter,
Olympus.

12-150

Kaltlichtklammer inkl. Kombi-Adapter

 Fiber optic clamp including
combi-adapter

12-150-2

 Kaltlichtklammer, Kunststoffgehäuse,
nicht autoklavierbar

 Fiber optic clamp, plastic housing,
not autoclaveable


12-150 + 11-120



12-150



12-150-2

**Blutentnahme-Tuben,
konisch, mit Mandrin**
**Micro Blood Extraction-Tubes,
Conical, with Obturator**
11-218

ø 18:40 mm, Nutzlänge 200 mm

ø 18:40 mm, working length 200 mm

11-232

ø 32:40 mm, Nutzlänge 140 mm

ø 32:40 mm, working length 140 mm



11-218



11-232

Amnioskop-Set*

11-100

Amnioskop-Set bestehend aus:
3x Amnioskope
(11-112, 11-116, 11-120),
Kaltlichtklammer (12-150-2),
Lichtgriff (15-250-36-ST),
Koffer (11-100 K)

**Verfügbarkeit auf Anfrage*

Amnioscope-Set*

Amnioscope-Set including:
3x Amnioscopes
(11-112, 11-116, 11-120),
fiber optic clamp (12-150-2),
light handle (15-250-36-ST),
hard case (11-100 K)

**Availability on request*



11-100

Portioschlinge

11-400

Portioschlinge nach Saling

Portio loop

Portio loop by Saling



11-400

Amnioskope

Tuben zur
Mikro-Blutentnahme

Kaltlichtklammer

Portioschlinge

Amnioscopes

Tubes for
Micro Blood Extraction

Fibre Optic Clamp

Portio Loop

