

Jansen Stirnleuchte

Jansen Headlight

Klassische, äußerst preiswerte Stirnleuchte:

Faromed Stirnleuchten zeichnen sich durch hohe Qualität, **hohe Lebensdauer** und ein optimales Preis/Leistungsverhältnis aus. Die **gute Lichtausbeute** in Blickrichtung wird durch die spezielle Fokusoptik in Abstimmung mit der besonderen Wendel in der Glühlampe erreicht. Auch tiefe Körperhöhlen können so optimal ausgeleuchtet werden. Der **Lichtfleck** ist **fokussierbar**. Der **ergonomisch** geformte Stirnreifen kann stufenlos eingestellt werden. Daher bleibt diese Stirnleuchte auch nach längerer Tragezeit **außerordentlich bequem**.

Die Lieferung erfolgt in stabilen, praktischen Kunststoffkoffer. Für den Betrieb ist ein Netztransformator mit min. 500mA notwendig. Die Stirnleuchten werden je nach Bedarf mit folgenden Spannungen geliefert:

4 V/500mA: Art.-Nr.: 08-10104

6 V/500mA: Art.-Nr.: 08-10106

10 V/500mA: Art.-Nr.: 08-10110

Ersatzteile:

Lampen:	Nr. 99-01240	4V / 500mA
	Nr. 99-01260	6V / 500mA
	Nr. 99-01210	10V / 500mA

Technische Angaben:

Gewicht: net. 190g / brut. 430g
Stecker: Bananenstecker Ø4mm
(andere Stecker auf Nachfrage)
Kabellänge: 2 m
Stirnband: PE, weiß

Zubehör:

Tischtransformator 220V/0-10V 2A

Art.-Nr.: 10-100

Steckertransformator 220V/4, 6V 1A

Art.-Nr.: 10-10215

Schalter (zwischensteckbar)

Art.-Nr.: 10-10002

Classical low price standard headlight:

Faromed headlights are designed and constructed for the highest standard of quality, **long lifetime**, and a competitive price. The light is **optimised** by a special lamp and focussing optic. Leading the light into the same direction of the eyes sight, it is possible to inspect all deep holes of the body. The light can be adjusted by two ball joints and the light point is **focussable**.

The **ergonomic** headband can be step less adjusted. So our headlights are still **highly comfortable** to wear after long time.

The headlight is delivered in a nice plastic case. For the use of the headlight any transformer with min. 500mA is needed (please order as accessory if required). The headlights can be delivered with the following voltages:

4 V/500mA: No.: 08-10104

6 V/500mA: No.: 08-10106

10 V/500mA: No.: 08-10110

Spare parts:

Lamps:	No. 99-01240	4V / 500mA
	No. 99-01260	6V / 500mA
	No. 99-01210	10V / 500mA

Technical data:

Weight: net. 190g / brut. 450g
Length of cable: 2m
Plugs: Banana plugs Ø4mm
other plugs on request
Headband: PE, white

Accessories:

Desk transformer 220V/0-10V 2A

No.: 10-100

Wall plug transformer 220V/4; 6V 1A

No.: 10-10215

Switch Adapter

No.: 10-10002

