

# Kabellose LED-Stirnleuchte nach Clar-F 55

## Wireless LED Headlight by Clar-F 55

**Komfortable und hochwertige LED-Stirnleuchte nach Clar mit Spiegel-Ø55mm.**

**High quality LED headlight by Clar with comfortable headband and mirror-Ø 55mm**

Unsere LED-Stirnleuchten zeichnen sich durch hohe Qualität, **hohe Lebensdauer** und ein optimales Preis / Leistungsverhältnis aus. Die **optimale Lichtausbeute** in Blickrichtung und optimale schattenfreie Sicht wird durch den speziell geformten Spiegel und eine **Silberbeschichtung** in Kombination mit der besonderen **LED-Lampe** erreicht. Auch



Our Headlights are designed and manufactured for the highest standard of quality, **long lifetime** and best light intensity. The light is **optimised** by a special **LED lamp** and focusable by the **silver coated mirror**, which offers the best reflection ratio and shadowless illumination. Leading the light exactly to same

**tiefe Körperhöhlen** können so optimal ausgeleuchtet werden. Der **Lichtfleck** ist mit einem Stellrad **fokussierbar**.

Der **ergonomisch** geformte Stirnreif ist mit Leder gepolstert und kann stufenlos verstellt werden. Daher bleibt diese Stirnleuchte auch nach längerer Tragezeit **außerordentlich bequem**.

direction than the eyes sight, the user is enabled to **inspect all deep holes of body**. The mirror can be adjusted by two ball joints and the light spot is **adjustable** by an adjustment wheel. The **ergonomic** headband includes an art leather bolster and can be adjusted stepless. Even after hours this headlight is still **highly comfortable** to wear.

### Technische Angaben:

Artikel-Nr.	Stirnband
<b>08-195-S</b>	schwarz, mit Kopfbügel und zwei Einstellmöglichkeiten
<b>08-195-W</b>	weiß, mit Kopfbügel und zwei Einstellmöglichkeiten

### Technical data:

Item code	Headband
<b>08-195-S</b>	black, top headband, two adjustment wheels
<b>08-195-W</b>	white, top headband, two adjustment wheels

Klassifikation: Klasse I gemäß Anhang IX, RL 93/42 EWG  
 Klassifikation: 1 M gemäß EN 60825-1  
 Stromversorgung: Li-Ion Akku, 700 mA  
 Ladezeit: ca. 4 Std. bei vollständiger Entleerung  
 Betriebsdauer: ca. 3,5 h  
 Spiegel-Ø: 55mm

Classification: Class I (according to annex IX of directive 93/42/EEC)  
 Classification: 1 M according EN 60825-1  
 Power supply: Li-Ion Power pack, 700 mA  
 Charging period: approx. 4h at fully discharge  
 Operation time: approx. 3.5 h  
 Mirror-Ø: 55mm

### Ersatzteile:

Lampen: Art.-Nr. 99-13192 4,5V/4.000K  
 Spiegel: Art.-Nr. 08-154

### Spare parts:

Lamps: Item code 99-13192 4.5V/4.000K  
 Mirror: Item code 08-154