

Miniatur-Stirnleuchte 08-315

Miniature headlight 08-315




Komfortable fiberoptische Stirnleuchte mit Miniaturoptik als preiswertes Einsteigermodell

Durch die ununterbrochene Lichtübertragung vom Lichteintritt bis zum Leuchtkopf ist diese Stirnleuchte **extrem hell**. Sowohl die Leuchtrichtung als auch die Leuchtfeldgröße können dem Bedarf individuell angepaßt werden.

Die **extrem kleine Optik** des Lichtaustrittes erlaubt eine **optimale Sicht** ohne jede Behinderung. Durch das **geringe Gesamtgewicht** und den verstellbaren ledergepolsterten Stirnreif bleibt diese Stirnleuchte auch nach längerer Tragezeit **außerordentlich bequem**. Sie ist optimal

abgestimmt auf die Lichtquellen Art.-Nr. 12-040 (100 W Halogen), Art.-Nr. 12-0150 (150 W Halogen) und Art.-Nr. 12-024X (24 W Xenon) und bietet damit ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Mit unserem breiten Spektrum an aufschraubbaren Adaptern kann diese Stirnleuchte jedoch auch an die entsprechenden Lichtquellen aller gängigen Hersteller angeschlossen werden. Die Stirnleuchte ist auch mit **90° abgewinkeltem Lichteintrittsende** (Art.-Nr. 08-317) erhältlich.



Comfortable fibre optic headlight with miniature optic as low price model

Because of the loss free guided light from the projector end to the outlet optic this headlight is **extremely bright**. Both the **direction of light beam** as well as the **spot size** are **adjustable** individually.

The **exceptional small optic** of the headpiece affords an restriction free **optimal view**. By reason of the **small total weight** and the adjustable leather bolstered ergonomic headband this headlight keeps **comfortable** continuously during long periods of wearing. It is optimised for using with light sources item code

12-040 (100 W Halogen), item code 12-0150 (150 W Halogen) and item code 12-024X (24 W Xenon) and offers excellent price-performance relation. Supported by our wide range of screwable end fittings this headlight can be connected also to light sources of all common brands. It is also available with **90° angled projector end** (08-317).

Technische Angaben:

Artikelnummer: 08-315 / 08-317 (90 ° abgewinkelt)
 Gesamtgewicht: 270 g
 Glasfaserkabel: rechtsseitig, 2,2m, Ø2,6mm aktiv
 Stirnband: ergonomisch geformt, weitenverstellbar, mit Lederpolster
 Lichtfleck: fokussierbar, durch Kugelgelenk höhen-, seiten- und neigungswinkelverstellbar

Arbeitsabstand	30 cm	50 cm
Leuchtfeld-Ø	45 - 120 mm	70 - 180 mm

Technical data:

Item code: 08-315 / 08-317 (90 ° angled)
 Total weight: 270 g
 Fibre Cable: right side, 2,2m, Ø 2.2 mm active
 Headband: ergonomic, adjustable, leather bolstered
 Light outlet: adjustable focus, height, side and inclination angle adjustable

Working distance	30 cm	50 cm
spot-Ø	45 - 120 mm	70 - 180 mm