

LED-Stirnleuchte LED-Headlight

Leistungsstarke, fokussierbare Stirnleuchte mit einer weißen Hochleistungs- LED. Leichtes, komfortables Model mit kleiner Batteriebox am Reifen hervorragend für mobile Anwendungen.

High performance, focusable headlight with power white light solid state lamp. Light weight, comfortable headlight with small battery box especially for mobile use.

Diese Stirnleuchte zeichnet sich durch ihre unvergleichliche Mobilität, ihre hohe Lichtleistung sowie eine einfache und bequeme Handhabung aus. Die auffallend intensive und homogene Ausleuchtung wird durch eine neuartige Power-LED erzeugt und über eine spezielle, hoch effiziente Optik zu einem variablen Spot gebündelt.

Die erstaunlich niedrige Betriebsspannung gestattet den Einsatz mit einer sehr kleinen, komfortablen Batteriebox. Damit wird dem Anwender ein Höchstmaß an Mobilität ermöglicht. Das geringe Gesamtgewicht und der mit Neopren gepolsterte, ergonomische Stirnreif gewährleisten einen dauerhaft hohen Tragekomfort.

Durch die hohe Lebensdauer der LED und deren hoher Energieeffizienz, sind geringe Betriebskosten garantiert.

Die Stirnleuchte wird an der Batteriebox ein- bzw. ausgeschaltet. Durch die optimale Anordnung der Kugelgelenke kann sich der Anwender die Leuchte problemlos auf seine individuellen Bedürfnisse einstellen.



This headlight provides an incomparable mobility, a high light emission as well as a simple and comfortable handling. The conspicuous intensive and white light is provided by a novel high power LED. The special high efficiency lenses focus the light to a variable concentrated spot. Because of the comparable low voltage a long operation time is allowed by a high

performance battery box. That means the highest maximum mobility and hands-free illumination to the user. Because of the low total weight and the ergonomic neoprene bolstered headband it is a pleasure to wear this headlight also for long times. LED-headlights offer the best possible price/performance relation because of the typical long life and power efficiency by solid-state technology.

To turn the headlight on or off you have switch at the battery box. The ball joints make it possible to adjust the light exactly into any requested position. The very compact head affords a restriction free optimal view.

Technische Daten:

Artikelnummer: 08-710 (Stirnleuchte inkl. Batt.box)
08-205-710 (Batteriebox, klein)
Gesamtgewicht: 180 Gramm (ohne Batterien)
Stromversorgung: 3x Mignon Zelle (AA)
Betriebsdauer: ca. 2.5 h
Stirnband: ergonomisch, weitenverstellbar,
Neoprenpolster
Lichtaustritt: fokussierbar
Leuchtfeld-ø: 25...70 mm (Arbeitsabstand 30 cm)
LED Power LED, weiß
Farbtemperatur: ca.5.700 Kelvin

Technical data:

Item code: 08-710 (headlight incl. batt. box)
08-205-710 (small Battery box)
Total weight: 180 g (without batteries)
Power supply: 3x batteries size AA
Operation time: Approximately 2.5 h
Headband: ergonomic, adjustable,
neoprene bolstered
Light outlet: focusable
Spot size range: 25...70 mm (working dist. 30 cm)
LED Power LED, weiß
Colour temperature: approx. 5.700 Kelvin