

Kabellose OP-LED-Stirnleuchte Wireless OT-LED-Headlight



Leistungsstarke, fokussierbare Stirnleuchte mit einer weißen Hochleistungs- LED. Durch den am Kopfband integrierten Li-Ionen-Akku ist dieses leichte, komfortable Modell für mobile Anwendungen besonders geeignet.

High performance, focusable headlight with power white light solid state lamp. Wireless, Light weight, comfortable headlight with modern Li-Ion rechargeable battery pack at the headband. Especially suitable for mobile use.

Unsere kabellose Stirnleuchte zeichnet sich durch ihre **hohe Lichtleistung**, ihre gute **Lichtausbeutung** sowie eine **einfache und bequeme Handhabung** aus. Die auffallend **intensive und homogene Ausleuchtung** wird durch eine neuartige **Power-LED** erzeugt und über eine spezielle, hoch effiziente Optik zu einem **variablen Spot** gebündelt. Durch die **hohe Lebensdauer** der LED und deren hoher Energieeffizienz sowie



Our wireless LED-headlight provides a **high light emission**, **long lasting operation** as well as a simple and **comfortable handling**. The **intensive and homogeneous illumination** is provided by a modern **high power LED**. The special high efficiency lenses focus the light to a **variable concentrated spot**. LED-headlights offer the **best possible price/performance relation**

durch die moderne Lithium-Ionen-Technologie sind **geringe Betriebskosten** garantiert.

because of the typical long life and power efficiency by solid-state lamps and the modern Lithium-Ion technology. Because of the **low total weight** and the ergonomic leather bolstered headband it is a **pleasure to wear** this headlight also for long times.

Das **geringe Gesamtgewicht** und der mit Leder gepolsterte, ergonomische Stirnreif gewährleisten einen dauerhaft **hohen Tragekomfort**.

To turn the headlight on or off you can switch at the battery pack. The ball joints make it possible to adjust the light exactly into any requested position for a restriction free optimal view.

Die Stirnleuchte wird am Akkupack ein- und ausgeschaltet. Durch die optimale Anordnung der Kugelgelenke kann sich der Anwender die Leuchte problemlos auf seine individuellen Bedürfnisse einstellen. Das Ladegerät kann mit Steckeradaptern Typ EU, UK und USA geliefert werden.

The charger is available with connector type EU, UK and USA.

Technische Daten:

| Artikelnr. | Stirnband |
|------------|-------------------------|
| 08-790-W | weiß, ohne Kopfbügel |
| 08-790-S | schwarz, ohne Kopfbügel |
| 08-795-W | weiß, mit Kopfbügel |
| 08-795-S | schwarz, mit Kopfbügel |

10-10795 Ladegerät Li-Ion inkl. Adapter EU oder UK oder US Ersatzpolster

Gesamtgewicht: 350 g (mit Akkupack am Stirnband)
 Klassifikation: Klasse I gemäß Anhang IX, RL 93/42 EWG
 Klassifikation: 1 M gemäß EN 60825-1
 Stromversorgung: Li-Ion Akku, 700 mA
 Ladezeit: ca. 4 h bei vollständiger Entleerung
 Betriebsdauer: ca. 3,5 h
 Arbeitsabstand: 20...60 cm
 Lichtaustritt: fokussierbar
 Leuchtfeld-Ø: 8...115 mm

| Arbeitsabstand | 20 cm | 30 cm | 60 cm |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| Leuchtfeld-Ø | 8 - 35 mm | 9 - 55 mm | 18 - 115mm |

LED Power-LED, weiß
 Farbtemperatur: ca. 6.000 Kelvin
 Leistung: 3 Watt

Technical data:

| Item code | Headband |
|-----------|-------------------------|
| 08-790-W | white, without headband |
| 08-790-S | black, without headband |
| 08-795-W | white, with headband |
| 08-795-S | black, with headband |

10-10795 Charger Li-Ion incl. plug EU or UK or US Bolster

Total weight: 350 g (with Power pack on headband)
 Classification: Class I (according to annex IX of directive 93/42/EEC)
 Classification: 1 M according EN 60825-1
 Power supply: Li-Ion Power pack, 700 mA
 Charging period: approx. 4 h at fully discharge
 Operation time: approx. 3.5 h
 Working distance: 20...60 cm
 Light outlet: focusable
 Spot size range: 8...115 mm

| working distance | 20 cm | 30 cm | 60 cm |
|------------------|-----------|-----------|-------------|
| spot-Ø | 8 - 35 mm | 9 - 55 mm | 18 - 115 mm |

LED Power-LED, white
 Colour temperature: approx. 6.000 Kelvin
 Power: 3 Watt