

LED-Clip, Clip-On LED light clip, clip-on

Leistungsstarker, fokussierbarer Brillenaufsatz mit einer weißen Hochleistungs- LED. Sehr einfach und schnell an jede Brille und auf viele Lupe Brillen aufzustecken. Mit Batteriebox hervorragend für mobile Anwendungen.

High performance, focusable illumination with power white light solid state lamp. Clip for fitting to eyeglasses and binocular loupes easily and quickly. With battery box especially for mobile use.

Dieser Clip zeichnet sich durch seine unvergleichliche Mobilität, die **hohe Lichtleistung** sowie eine **einfache und bequeme Handhabung** aus. Die auffallend **intensive Ausleuchtung** wird durch eine **weiße Power-LED** erzeugt und über eine hoch effiziente Optik zu einem **Spot** gebündelt. Die erstaunlich niedrige Betriebsspannung gestattet eine äußerst komfortable Betriebsdauer. Damit wird dem Anwender ein **Höchstmaß an Mobilität** ermöglicht. Das **geringe Gesamtgewicht** gewährleistet einen dauerhaft **hohen Tragekomfort**.

Durch die **hohe Lebensdauer** der LED und deren hoher Energieeffizienz ist ein optimales Preis-/ Leistungsverhältnis garantiert. Der LED-Clip wird an der Batteriebox ein- bzw. ausgeschaltet. Der Lichtkopf ist **hochschwenkbar** und gewährleistet dadurch eine bessere Sicht bei Arbeitsunterbrechungen.

Technische Daten:

Artikelnummer: 08-839
inklusive Batteriebox, ohne Brille
Gewicht Clip: 47 g
Stromversorgung: Batteriebox 08-205-700
Betriebsdauer: ca. 3 h
Lichtaustritt: fokussiert
Leuchtfeld- \varnothing : 25...70 mm (Arbeitsabstand 30 cm)
Kabellänge: 2 m

LED Power LED, weiß
Farbtemperatur: ca. 6.000 Kelvin



This illumination clip provides an **incomparable mobility**, a **high light emission** as well as a simple and **comfortable handling**. The **intensive and white light** is provided by a white high power LED. The special high efficiency lenses focuses the light to a **concentrated spot**. The low voltage allows an

extended operating time. That means the **highest maximum mobility** and **hands-free illumination** to the user. Because of the **low total weight** it is a **pleasure to wear** this lighting also for long times. The LED illumination clip offers **the best possible price/performance relation** because of the typical long life and efficiency of the solid state technology. To turn the lighting on or off you have a switch at the battery box. The flip-up function enables a better sight during work pauses.

Technical data:

Item code: 08-839
Battery box incl., without glasses
Weight (clip only): 47 g
Power supply: Battery box 08-205-700
Operating time: Approximately 3 h
Light outlet: focused
Spot size range: 25...70 mm (working dist. 30 cm)
Cord length: 2 m

LED Power LED, white
Colour temperature: approx. 6,000 Kelvin