

Mikro LED-Clip Micro LED-Clip



Leistungsstarker, fokussierbarer Brillenaufsatz mit modernem LED-Licht. Superleichtes, komfortables Modell mit Miniatur-Batteriebox hervorragend auch für mobile Anwendungen.

High performance, focusable illumination with modern LED-light. Extremely light weight, comfortable model with small battery box and long battery lifetime.

Dieser Clip zeichnet sich durch seine unvergleichliche Mobilität, seine gute **Lichtausbeute** sowie eine **einfache und bequeme Handhabung** aus.

Die auffallend **intensive und homogene Ausleuchtung** wird durch eine neuartige **LED** erzeugt und über eine spezielle, hoch effiziente Optik zu

einem **variablen Spot** gebündelt. Der geringe Stromverbrauch gestattet den Einsatz mit einer sehr komfortablen, kleinen Batteriebox. Damit wird dem Anwender ein **Höchstmaß an Mobilität** ermöglicht. Das **geringe Gesamtgewicht** gewährleistet einen dauerhaft **hohen Tragekomfort**. Durch die **hohe Lebensdauer** der LED und deren hoher Energieeffizienz ist eine außergewöhnlich lange Batteriebensdauer und somit **geringe Betriebskosten** garantiert.

Die LED-Clip wird an der Batteriebox ein- bzw. ausgeschaltet. Durch die miniaturisierte Optik und die optimale Anordnung der Kugelgelenke kann sich der Anwender das Licht schattenfrei in tiefen, engen Gebieten (Mund, Ohr, Nase,...) einstellen.



This LED-Clip provides an **incomparable mobility**, a **high light emission** as well as a simple and **comfortable handling**. The **intensive white light** is provided by a new high efficient LED. The special high quality lenses focus the light to a **continuously, variable concentrated spot**. The powerful but economically LED gives a long operation time using a **miniature**

battery box using standard AA batteries.

That means a **maximum mobility** and **hands free illumination**.

The **light weight** Micro Led Clip is **comfortable to wear** even for long periods.

LED-Clips offer **the best possible price/performance relation** because of the typical long life and power efficiency by solid-state technology.

To turn the LED-Clip on or off there is a switch at the battery box. The ball joints make it possible to adjust the light exactly into any position for shadow free illumination. The very compact light head affords a restriction free optimal view.

Technische Daten:

Artikelnummer: 08-870 kaltweißes Licht
08-870W warmweißes Licht
Ersatzteile: 08-205-770 Batteriebox
08-839-10 Clip
Gesamtgewicht: 33 g
Stromversorgung: 3x Mignon (AA) Batterie
Betriebsdauer: >16 h
Lichtaustritt: fokussierbar
Leuchtfeld-ø: 20...50 mm (Arbeitsabstand 30 cm)
LED
Farbtemperatur: 6.500 K (kaltweiß, standard)
3.000 K (warmweiß)

Technical data:

Item code: 08-870 cold white
08-870W warm white
Spare parts: 08-205-770 Battery box
08-839-10 Clip
Total weight: 33 g
Power supply: 3x batteries size AA
Operation time: >16 h
Light outlet: focusable
Spot size range: 20...50 mm (working dist. 30 cm)
LED
Colour temperature: 6,500 K (cold white, standard)
3,000 K (warm white)