

Geräteträger Mobile stand



**Mobiler Geräteträger für fiberoptische OP-Stirnleuchten-Systeme:
5 Lenkrollen; 2 gebremst; Halter für Stirnleuchte**

Mobiler Einsatz und langlebige Konstruktionen kennzeichnen unsere Stirnleuchtensysteme.

Der formschöne, stabile und hochwertig verarbeitete Gerätewagen mit 5 leicht gängigen Rollen, von denen zwei mit Bremsen versehen sind, ist mit einem Haltebügel für die Stirnleuchte versehen.

Die Oberfläche ist leicht zu reinigen, lösungsmittelfest und resistent gegen Desinfektionsmittel.

Die Trägerplatte ist in zwei Größen erhältlich.

Trolley for fibre optic light sources and head light systems: 5 caster (2x with brakes), hook for headlight

This trolley make the fibre optic head lights mobile and comfortable.

The high quality Germany made design includes 5 easy rolling casters. Two of them can be blocked with breaks. The side hook is made for storing a head light or any cables.

The surfaces are easily to clean and resistant against disinfectants.

The plate is made in two different sizes.



Technische Daten

Art-Nr.

Trägerplatte: 12-670 270 x 220 x 4 mm (B x H x T)
12-680 400 x 350 x 4 mm (B x H x T)

Höhe Trägerplatte: ca. 90 cm über dem Boden

Belastung: maximal 15 kg

Gerätefuß: 5 Lenkrollen (2 mit Feststeller)

Farben:

Fuß: schwarz (Kunststoff)

Standrohr: weiß lackiert

Trägerplatte: weiß lackiert

(andere Farben möglich)

Technical data:

Art.-code:

Plate: 12-670: 270 x 220 x 4 mm (B x H x T)
12-680: 400 x 350 x 4 mm (B x H x T)

Height of the plate from the floor: 90cm

Load: max 15 kg

Colours:

Foot: black

Tube: white

plate: white

(other colours on request)