


Laryngoskope

Laryngoscopes



## Baby-Laryngoskop

Bei der Entwicklung dieses handlichen Kleinstkind-Laryngoskopes wurden die anatomischen Verhältnisse des Neugeborenen besonders berücksichtigt. Störende aufgelötete oder abnehmbare Lampenträger sind hier nicht vorhanden. Die mit wenigen Handgriffen auswechselbaren Spatelblätter sind mit Längsrillen versehen. Diese ermöglichen eine gute Längsführung und verhindern ein seitliches Abrutschen des Spatels von der Zunge. Voll autoklavierbar (ohne Batterien) und dauerhaft resistent gegen Schaltstörungen durch bewussten Verzicht auf die Verwendung aufwendiger Schaltechnik. Ein- bzw. Ausschalten durch Herein- bzw. Herausdrehen der Bodenkappe.

## Baby-Laryngoscope

A handy set, especially constructed for new-borns, with regard for their anatomic conditions. Easy to clean, autoclaveable (without batteries). No disfunction because of broken switch or soldered connections; for switching on or off just screw the bottom cap in or out.



03-111

## Saling Laryngoskop-Set mit 3 Spateln

### 03-111

Batteriegriff, ø 19 mm, zwei Batterien; schmaler Spatel; breiter Spatel; Mikrospatel; 1 Glühlampe.

## Saling-Laryngoscope Set 3 blades

Battery handle, ø 19 mm, two batteries; blade, narrow; blade, broad; micro-blade; 1 bulb.



03-911



03-912



03-913

## Saling Laryngoskop-Set mit 2 Spateln

### 03-101

Batteriegriff, ø 19 mm, zwei Batterien; schmaler Spatel; breiter Spatel; 1 Glühlampe.

## Saling-Laryngoscope Set with 2 blades

Battery handle, ø 19 mm, two batteries; blade narrow; blade broad; 1 bulb.

## Spatel für Saling-Laryngoskop

- ▶ **03-911** Spatel schmal
- ▶ **03-912** Spatel breit
- ▶ **03-913** Mikrospatel

## Blades for Saling-Laryngoscope

- ▶ Blade narrow
- ▶ Blade broad
- ▶ Micro blade

## Einzelteile für Saling-Laryngoskop

### 03-902

Handgriff, ø 19 mm, für 2 Batterien

## Components for Saling-Laryngoscope

Handle, ø 19 mm, for 2 batteries type AA

### 99-006

Ersatzlampe, 2.5 V

Spare bulb, 2.5 V



99-006

03-902

## Laryngoskope, konventionell

FAROMED Laryngoskope sind Instrumente höchster Qualität für höchste Lebensdauer: ausgewählte Materialien exzellente Verarbeitung Oberflächen höchster Güte Made in Germany

## Laryngoscopes conventional

FAROMED laryngoscopes are instruments of finest Quality for longest lifetime: carefully selected materials excellent workmanship surfaces of highest excellence Made in Germany

## Macintosh Laryngoskopspatel, Warmlicht

## Macintosh laryngoscope blades, conv. illumination

- ▶ **03-961** Fig. 0, 55 mm
- ▶ **03-962** Fig. 1, 70 mm
- ▶ **03-963** Fig. 2, 90 mm
- ▶ **03-964** Fig. 3, 110 mm
- ▶ **03-965** Fig. 4, 130 mm
- ▶ **03-966** Fig. 5, 150 mm

## Warmlicht Griffe und Ersatzlampen

## Conventional handles and spare bulbs

- ▶ **03-951**  
Griff, ø 30 mm, gerändelt
- ▶ **03-953**  
Pädiatriegriff, ø 19 mm, gerändelt
- ▶ **99-169**  
Ersatzlampe, für Spatel Fig. 0-1, 2,5 V
- ▶ **99-171**  
Ersatzlampe, für Spatel Fig. 2-5, 2,7 V

## Sets

Laryngoskopsets bestehen aus Instrumenten höchster Qualität made in Germany und werden komplett in einem Etui mit Batteriegriff geliefert.

All sets of Macintosh laryngoscopes are instruments of highest quality made in Germany and will be supplied complete in a hard case with battery handle.

- ▶ **03-665**  
Set nach Macintosh mit konventioneller Beleuchtung für Pädiatrie: Griff ø 20 mm, 3 Spatel Fig. 0-2
- ▶ **03-660**  
Set nach Macintosh mit konventioneller Beleuchtung für Pädiatrie: Griff ø 30 mm, 3 Spatel Fig. 2-4
- ▶ **03-660-4**  
Set nach Macintosh mit konventioneller Beleuchtung: Griff ø 30 mm, 4 Spatel Fig. 1-4  
Weitere Sets auf Anfrage



03-962



03-963



03-965



03-966



03-951



03-660-4

## Laryngoskope, Fiberoptik

FAROMED Fiberoptik-Laryngoskope sind Instrumente höchster Qualität und höchster Lebensdauer: Xenonlampe oder LED für optimales Licht, ausgewählte Materialien, exzellente Verarbeitung, Oberflächen höchster Güte, Made in Germany

## Laryngoscopes, Fibre Optic

FAROMED Fiber Optic Laryngoscopes are instruments of finest Quality and highest durability: Xenon lamp or LED for maximum light, carefully selected materials, excellent workmanship, surfaces of highest excellence, Made in Germany

## Macintosh Laryngoskop- Spatel, Kaltlicht

- ▶ **03-700** Fig. 0, 55 mm
- ▶ **03-701** Fig. 1, 70 mm
- ▶ **03-702** Fig. 2, 90 mm
- ▶ **03-703** Fig. 3, 110 mm
- ▶ **03-704** Fig. 4, 130 mm
- ▶ **03-705** Fig. 5, 150 mm

## Macintosh-Laryngoscope blades, fiber optic



## Griffe und Zubehör

- ▶ **03-601/03-601-LED**  
Batteriegriff, ø 30 mm, gerändelt, 2,5 V
- ▶ **03-603/03-603-LED**  
Batteriegriff, ø 19 mm, gerändelt, 2,5 V
- ▶ **03-607-LED**  
F/O-Handgriff ø 30 mm, mit Induktiv-Akku 3,6 V, LED
- ▶ **03-608-Li**  
Akkueinsatz Li-Ion mit integrierter LED für 03-607 und 03-607-LED

## Handles and accessories

- Battery handle, ø 30 mm, knurled, 2.5 V
- Pediatric handle, ø 19 mm, knurled, 2.5 V
- Handle, ø 30 mm, with rechargeable battery 3.6 V, LED
- Li-ion rechargeable battery with integrated LED spare part for 03-607 and 03-607-LED

- ▶ **10-112-Li**  
Induktivladegerät für Li-Ion-Akku für 03-607-LED, 100-240 V AC, inkl. Stecker-Set: EU, US, UK

- Inductive battery charger for Li-Ion battery for 03-607-LED, 100-240 V AC, incl. set of plugs: EU, US, UK



03-603      03-601      03-607



03-608-Li



10-112-Li

**Laryngoskopsets  
 komplett mit Batterie-  
 griff im Etui:**
**Laryngoscope-Sets  
 with battery  
 handle  
 in a hard case:**

▶ <b>03-650-4</b> Set nach Macintosh mit fiberoptischer Beleuchtung: Griff ø 30 mm, 4 Spatel Fig. 1-4	Set by Macintosh with fibre optic illumination: handle ø 30 mm, 4 blades, fig. 1-4
▶ <b>03-655</b> Set nach Macintosh mit fiberoptischer Beleuchtung für Pädiatrie: Griff ø 20 mm, 3 Spatel Fig. 0-2	Set by Macintosh with fibre optic illumination for pediatrics: handle ø 20 mm, 3 blades fig. 0-2
▶ <b>03-656 LED</b> McIntosh Kaltlicht-Laryngoskopset: ø 30 mm Batt.-griff m. LED-Lampe 2,5 V, HQ-Spatel #1+2+3+4, im Etui	McIntosh fibre optic laryngoscopeset: ø 30 mm battery handle with LED bulb 2.5 V, blades #1+2+3+4, case
Weitere Sets auf Anfrage	More sets on request



03-650-4

**Ersatzlampen**
**Spare lamps**

▶ <b>99-91103L</b> LED-Lampe für Kaltlicht-Laryngoskop, 2,5 V, Ersatzlampe für: 03-601-LED und 03-603-LED	LED-lamp for fibre optic laryngoscope, 2.5 V, Spare bulb for: 03-601-LED and 03-603-LED
▶ <b>99-91203L</b> LED-Lampe für Kaltlicht-Laryngoskop, 3,5 V, Ersatzlampe für: 03-607 (altes Modell)	LED-lamp for fibre optic laryngoscope, 3.5 V, Spare bulb for: 03-607 (old model)
▶ <b>99-90701</b> Xenon-Lampe, 2,5 V, Ersatzlampe für: 03-601 und 03-603	Xenon-lamp, 2.5 V, Spare bulb for: 03-601 and 03-603
▶ <b>99-90702</b> Xenon-Lampe, 3,5 V, Ersatzlampe für: 03-607 (altes Modell)	Xenon-lamp, 3.5 V, Spare bulb for: 03-607 (old model)



99-91103L

Baby- und Kleinkindlaryngoskop

Laryngoskop-Sets

Warmlicht-Laryngoskope

Kaltlicht-Laryngoskope

Baby Laryngoscopes

Sets of Laryngoscopes

Conventional Illuminated  
Laryngoscopes

Fibre Optic Laryngoscopes

