

Gynäkologie

Gynecology



Amnioskope
Amnioscopes
**Amnioskop-Tuben,
konisch, mit Mandrin**
**Amnioscope-Tubes,
Conical, with Obturator**

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ▶ 11-112
ø 12:24 mm, Nutzlänge 200 mm | ø 12:24 mm, working length 200 mm |
| ▶ 11-116
ø 16:24 mm, Nutzlänge 200 mm | ø 16:24 mm, working length 200 mm |
| ▶ 11-120
ø 20:24 mm, Nutzlänge 200 mm | ø 20:24 mm, working length 200 mm |



11-112



11-116



11-120

**Kaltlichtklammer
für Amnioskope**
**Fibre Optic Clamp
for Amnioscopes**

mit integriertem Kombi-Adapter
passend für ACMI, Wolf, HWS, Storz,
Winter, Olympus.

with integrated combi-adaptor fitting
ACMI, Wolf, HWS, Storz, Winter,
Olympus.

- ▶ **12-150**
Kaltlichtklammer incl. Kombi-Adapter

Fiber optic clamp including
combi-adapter



12-150 + 11-120



12-150

**Blutentnahme-Tuben,
konisch, mit Mandrin**
**Micro Blood Extraction-Tubes,
Conical, with Obturator**

- | | |
|---|--|
| ▶ 11-218
ø 18:40 mm, Nutzlänge 200 mm | ø 18:40 mm, working length 200 mm |
| ▶ 11-232
ø 32:40 mm, Nutzlänge 140 mm | ø 32:40 mm, working length 140 mm |
| ▶ 11-100
Amnioskop-Set bestehend aus:
3x Amnioskope (11-112, 11-116,
11-120), Kaltlichtklammer (12-150),
Lichtgriff (15-250-36-ST),
Koffer (11-100 K) | Amnioscope-Set including:
3x Amnioscopes (11-112, 11-116,
11-120), fiber optic clamp (12-150),
light handle (15-250-36-ST),
hard case (11-100 K) |



11-218



11-232



11-100

Amnioskope

Amnioscopes

Tuben zur
Mikro-Blutentnahme

Tubes for
Micro Blood Extraction

Kaltlichtklammer

Fibre Optic Clamp

