

Xenon Stirnleuchten & Zubehör

2011



► **Art.-Nr.: 08-595-S**

Leichtgewichtige Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik. Komfortables, gepolstertes Stirnband (grau oder schwarz); über zwei zentrale Stellräder dem Kopf stufenlos anpassbar. **Superleichtes Kabel**, L=2,5m, mit Halteclips; besonders für lange Operationen geeignet.



► **Art.-Nr.: 08-590-S**

Leichtgewichtige Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik. Komfortables, oben offenes, gepolstertes Stirnband (grau oder schwarz); über ein Stellrad dem Kopf stufenlos anpassbar. **Superleichtes Kabel**, L=2,5m, mit Halteclips; besonders für lange Operationen geeignet.



► **Art.-Nr.: 08-585-S**

Komfortable Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik. **Strapazierfähiges, langlebiges Glasfaserkabel**, L=2,5m, mit Halteclips. Komfortables, gepolstertes Stirnband (grau oder schwarz), über zwei zentrale Stellräder dem Kopf stufenlos anpassbar.



**Modernes fokussierbares
Fiberoptik-Stirnleuchten-
System**

**mit Hochleistungsoptik,
natürlicher Farbwieder-
gabe, weitem Stellbereich
und hoher Lichtleistung.**

**Leichtes, komfortables
Kopfband, autoklavier-
barer Stellstab,
Spezialkabel mit Halte-
clips (Teilung im Kopf-
bereich) für optimalen
Tragekomfort.**

Das Xenon Stirnleuchten System: bestehend aus einer modernen 300W Xenon-Hochleistungslichtquelle, einer fiberoptischen Stirnleuchte und einem mobilen Geräteträger.

► **System I: Art.-Nr.: 12-795C**

► **Art.-Nr.: 08-595-S**

Fiberoptik-Stirnleuchte

► **Art.-Nr.: 12-204** Adapter Storz

► **Art.-Nr.: 12-500X** Xenon 300W

Hochleistungskaltlichtquelle:
Hochentwickelte Xenonlampe
(5600° K) mit Sonnenlicht-Spektrum
für höchste Farbtreue, Helligkeit
über Folientastatur dimmbar.
Stromversorgung: 230/240V(110V)

► **Art.-Nr.: 12-685**

Gerätewagen Lichtquelle

► **System II: Art.-Nr.: 12-790C**

► **Art.-Nr.: 08-590-S**

Fiberoptik-Stirnleuchte

► **Art.-Nr.: 12-204** Adapter Storz

► **Art.-Nr.: 12-500X** Xenon 300W

Hochleistungskaltlichtquelle:
Hochentwickelte Xenonlampe
(5600° K) mit Sonnenlicht-Spektrum
für höchste Farbtreue, Helligkeit
über Folientastatur dimmbar.
Stromversorgung: 230/240V(110V)

► **Art.-Nr.: 12-685**

Gerätewagen Lichtquelle

► **System III: Art.-Nr.: 12-785C**

► **Art.-Nr.: 08-585-S**

Fiberoptik-Stirnleuchte


► **Art.-Nr.: 12-204** Adapter Storz

► **Art.-Nr.: 12-500X** Xenon 300W

Hochleistungskaltlichtquelle:
Hochentwickelte Xenonlampe
(5600° K) mit Sonnenlicht-Spektrum
für höchste Farbtreue, Helligkeit
über Folientastatur dimmbar.
Stromversorgung: 230/240V(110V)

► **Art.-Nr.: 12-680**

Gerätewagen Lichtquelle



► **Art.-Nr.: 12-500X**

► **Art.-Nr.: 12-685**

► **System IV: Art.-Nr.: 12-780C**

► **Art.-Nr.: 08-580-S**

Fiberoptik-Stirnleuchte

► **Art.-Nr.: 12-204** Adapter Storz

► **Art.-Nr.: 12-500X** Xenon 300W

Hochleistungskaltlichtquelle:

Hochentwickelte Xenonlampe

(5600° K) mit Sonnenlicht-Spektrum

für höchste Farbtreue. Helligkeit

über Folientastatur dimmbar.

Stromversorgung: 230/240V (110V)

► **Art.-Nr.: 12-680**

Gerätewagen Lichtquelle

Artikel-Nr.	Beschreibung	Kopfband
► 08-595-S	Stirnleuchte, superleichtes Spezialkabel	Schwarz, Kopfband mit Top, zwei Stellräder
► 08-595-GR	Stirnleuchte, superleichtes Spezialkabel	Grau, Kopfband mit Top, zwei Stellräder
► 08-590-S	Stirnleuchte, superleichtes Spezialkabel	Schwarz, Kopfband oben offen, ein Stellrad
► 08-590-GR	Stirnleuchte, superleichtes Spezialkabel	Grau, Kopfband oben offen, ein Stellrad
► 08-585-S	Stirnleuchte, leichtes, armiertes Spezialkabel	Schwarz, Kopfband mit Top, zwei Stellräder
► 08-585-GR	Stirnleuchte, leichtes, armiertes Spezialkabel	Grau, Kopfband mit Top, zwei Stellräder
► 08-580-S	Stirnleuchte, leichtes, armiertes Spezialkabel	Schwarz, Kopfband oben offen, ein Stellrad
► 08-580-GR	Stirnleuchte, leichtes, armiertes Spezialkabel	Grau, Kopfband oben offen, ein Stellrad

Lichtquellenadapter (Bitte extra bestellen):

► Storz **Art.-Nr.: 12-204**

► Wolf: **Art.-Nr.: 12-202L**

Weitere Adapter auf Anfrage

Klassifikation: Klasse I gemäß Anhang IX, RL 93/42 EWG

Ersatzteile:

► **Art.-Nr.: 99-X130P** Ersatzlampe 300W

► **Art.-Nr.: 08-595K** Ersatzkabel für **Art.-Nr.: 08-595** und **08-590**

► **Art.-Nr.: 08-585K** Ersatzkabel für **Art.-Nr.: 08-585** und **08-580**

► **Art.-Nr.: 08-365R-BL** Stirnreif (schwarz)

► **Art.-Nr.: 08-365R-GR** Stirnreif (grau)

► **Art.-Nr.: 08-365P** Ersatzpolster Neopren

Leuchtfelddurchmesser

Arbeitsabstand	20 cm	30 cm	60 cm
Leuchtfeld	ø 6-60 mm	ø 8-95 mm	ø 20-200 mm

► **FARO-CAM Stirnleuchten**

Mikro Kamera System: Art.-Nr.: 12-0500V

Moderne, leichtgewichtige High-End-Lösung
für medizinische Videodokumentation
Miniatürkamera

Videoprozessor, Videosystem PAL, NTSC

Videoauflösung: 470 TV-Zellen

Shutter: max. 1/2.000.000 Sek.

Video Ausgang 1xFBAS, 1xY/C(S-VHS)

Empfindlichkeit 3 Lux

Standardkabellänge 2,2m (länger möglich)

► **Kamerahalter für Faromed Stirnleuchten:**

Art.-Nr.: 08-335MK-10



Video Dokumentationssystem

Moderne Software für die Erhebung und Archivierung
von Videobefunden, komfortable Bedienung optional
per Touchscreen und Fußschalter

► **Media Workstation**

Select: Art.-Nr.: 19-100

Einsteigerversion: leistungsfähige Funktionen für
Aufzeichnung, Wiedergabe und Archivierung von
Videos oder Einzelbildern



Aufzeichnung, Einzelbilder, Bearbeitung

► **Media Workstation**

Standard: Art.-Nr.: 19-200

Komfortable und einfach zu bedienende Software zur
Aufzeichnung, Diagnose und Berichtserstellung. Patien-
tenverwaltung, Such- und Bearbeitungsfunktionen,
Import von Bildern, Videos und Dokumenten.

Sprachen: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch,
Italienisch, Russisch, Chinesisch (VR)



Archivierung

► **Fußschalter: Art.-Nr.: 19-310**

► **Komplettsysteme auf Anfrage**



Berichte und Ausdrücke